

<b>Produkt:</b>	EcoCoat	
<b>Handelsmarke:</b>	ecoComfort®	
<b>REF:</b>	<b>410</b>	
<b>Hersteller:</b>	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

<b>Klassifizierung:</b>	KAT I nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte; UMDNS Code: 11-897.	
<b>Materialien:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vliesstoff: reines Polypropylen</li> <li>▪ Gummizug: Latexfreies, synthetisches Elastomer</li> <li>▪ Nähgarn: 100 % Polyester</li> </ul>	
<b>Produktbeschreibung:</b>	Der EcoCoat besteht aus weichem Vliesstoff, mit einer Öffnung auf der Rückseite und zwei Bindegürteln. Den äußeren Abschluss der Ärmel bildet mit einer Overlock-Naht eingefasster Gummizug. Entspricht dem HACCP-Konzept.	
<b>Dermatologische Verträglichkeit:</b>	Keine Intoleranzreaktionen.	
<b>Länge:</b>	Größe M:115 cm, Größe L: 136 cm	
<b>Farben:</b>	Grün, Blau, Weiß	
<b>Verpackung und Varianten:</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Menge</b>
	Beutel	10 Stk.
	Karton	100 Stk.
<b>GTIN:</b>	<b>410/B/M</b>	4049825001591
	<b>410/B/L</b>	4049825003885
	<b>410/G/M</b>	4049825001607
	<b>410/G/L</b>	4049825003892

	<b>410/W/M</b>	4049825001614
	<b>410/W/L</b>	4049825003908
<b>Lagerung:</b>	<p>Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung)</p> <p>Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)</p>	
<b>Umweltverträglichkeit und Entsorgung:</b>	<p>Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen.</p> <p>Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.</p>	