

Produkt:	EcoCoat	
Handelsmarke:	ecoComfort®	
REF:	410	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	KAT I nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte; UMDNS Code: 11-897.	
Materialien:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vliesstoff: reines Polypropylen ▪ Gummizug: Latexfreies, synthetisches Elastomer ▪ Nähgarn: 100 % Polyester 	
Produktbeschreibung:	Der EcoCoat besteht aus weichem Vliesstoff, mit einer Öffnung auf der Rückseite und zwei Bindegürteln. Den äußeren Abschluss der Ärmel bildet mit einer Overlock-Naht eingefasster Gummizug. Entspricht dem HACCP-Konzept.	
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.	
Länge:	Größe M:115 cm, Größe L: 136 cm	
Farben:	Grün, Blau, Weiß	
Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge
	Beutel	10 Stk.
	Karton	100 Stk.
GTIN:	410/B/M	4049825001591
	410/B/L	4049825003885
	410/G/M	4049825001607
	410/G/L	4049825003892
	410/W/M	4049825001614
	410/W/L	4049825003908

Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.