

Produkt:	MediLight Excel	
Handelsmarke:	SAFE®	
REF:	211G	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte; UMDNS Code: 12-458
Leistungsklasse:	Typ II, geprüft nach EN 14683:2019 für chirurgische Masken
Materialien:	▪ Außenseite: Polypropylenvlies ▪ Innenseite: hautfreundliches, allergiefreies Polypropylenvlies ▪ Filtermedium: Mikrofaser aus Polypropylen ▪ Bänder: hautfreundliches, allergiefreies Polypropylenvlies ▪ Nasenbügel: PE ummantelter Draht
Produktbeschreibung:	Latexfreie, allergiefreie, anatomisch geformte Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel. Die Innen- und Außenseite besteht aus physiologisch unbedenklichem weichmacherfreiem Polypropylenvlies. Das Filtermedium ist ein spezielles, im Meltblown-Verfahren hergestelltes Mikrofaservlies, zusammengeschweißt im Ultraschallverfahren.

Produktleistungen:	<i>Produktperformance nach EN 14683:2019+AC:2019</i>			
	Prüfung	Leistungsklasse	Anforderung	Testresultat
	Bakterielle Filterleistung (BFE), (%)	Typ IIR	≥ 98	99,3
	Druckdifferenz (Pa/cm²)		< 60	31,8
	Druck des Spritzwiderstandes (kPa)		≥ 16,0	16

	Mikrobiologische Reinheit (CFU/g)	≤ 30	≤ 24,6
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen		
Farbe:	Grün		
Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge	
	Spenderbox	50 Stk.	
	Karton	1.000 Stk.	
GTIN:	211G	4049825001768	
Anwendung:	Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen, geruchlos und eignen sich für medizinische Zwecke. Die Maske eignet sich für den dauerhaften Einsatz und bietet einen hervorragenden Schutz, sowohl für das medizinische Fachpersonal als auch für die Patienten.		
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren.		
Entsorgung:	Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden, ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmen die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.		
Hinweise:	Nicht steril 		