

|                      |                                     |   |
|----------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Produkt:</b>      | EcoCoat pro                         |  |
| <b>Handelsmarke:</b> | ecoComfort®                         |   |
| <b>REF:</b>          | 411                                 |   |
| <b>Hersteller:</b>   | DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Klassifizierung:</b>                 | KAT I nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA).<br>Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte; UMDNS Code: 11-897.     |
| <b>Materialien:</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vliesstoff: reines Polypropylen</li> <li>▪ Ärmelbündchen: 100 % Polyester</li> <li>▪ Nähgarn: 100 % Polyester</li> </ul>     |
| <b>Produktbeschreibung:</b>             | Der Eco-Coat pro besteht aus weichem Vliesstoff, mit einer Öffnung auf der Rückseite, zwei Bindegürteln und gestrickte Arm Bündchen.<br>Entspricht dem HACCP-Konzept. |
| <b>Dermatologische Verträglichkeit:</b> | Keine Intoleranzreaktionen.   |
| <b>Länge:</b>                           | Größe M:115 cm, Größe L: 136 cm, Größe XL: 150 cm   |
| <b>Farbe:</b>                           | Grün  |

| <b>Verpackung und Varianten:</b> | <b>Verpackung</b> | <b>Menge</b>  |
|----------------------------------|-------------------|---------------|
|                                  |                   | Beutel        |
|                                  | Karton            | 100 Stk.      |
| <b>GTIN:</b>                     | 411/G/M           | 4049825002703 |
|                                  | 411/G/L           | 4049825003915 |

|  |  |
|--|--|
| <b>Lagerung:</b>                             | Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung)<br>Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)   |
| <b>Umweltverträglichkeit und Entsorgung:</b> | Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen.<br>Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. |