

Produkt:	EcoCoat pro	
Handelsmarke:	ecoComfort®	
REF:	411	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	KAT I nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte; UMDNS Code: 11-897.	
Materialien:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vliesstoff: reines Polypropylen ▪ Ärmelbündchen: 100 % Polyester ▪ Nähgarn: 100 % Polyester 	
Produktbeschreibung:	Der Eco-Coat pro besteht aus weichem Vliesstoff, mit einer Öffnung auf der Rückseite, zwei Bindegürteln und gestrickte Armbündchen. Entspricht dem HACCP-Konzept.	
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.	
Länge:	Größe M:115 cm, Größe L: 136 cm, Größe XL: 150 cm	
Farbe:	Grün	
Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge
	Beutel	10 Stk.
	Karton	100 Stk.
GTIN:	411/G/M	4049825002703
	411/G/L	4049825003915
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)	
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.	