

Produktdatenblatt

Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	 
Produkt:	Model D Loop	
REF:	216-5/B 216-5/BG 216-5/OR 216-5/R 216-5/RO	

Klassifizierung:	Klasse I, auf Basis der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 MDR, Anhang VIII; UMDNS Code: 12-458.
Leistungsklasse:	Typ IIR (flüssigkeitsresistent), geprüft nach EN 14683:2019+AC:2019 für medizinische Gesichtsmasken.
Materialien:	▪ Außenseite: Polypropylen Spinnvlies ▪ Innenseite: hautfreundliches Polypropylen Spinnvlies ▪ Filtermedium: Mikrofaser aus Polypropylen ▪ Ohrschlaufen: weiches Polypropylen und Elasthan ▪ Nasenbügel: HDPE ummantelter Draht
Produktbeschreibung:	Medizinische Gesichtsmasken »Model D Loop« im 5er Folienpack. Das »Model D« von DACH Schutzbekleidung ist eine medizinische Gesichtsmaske vom Typ IIR »Made in Germany«. Sie übertrifft die normativen Anforderungen und hilft zuverlässig bei der Vermeidung nosokomialer Infektionen in Krankenhäusern, indem sie die Verbreitung von Keimen durch den Trägern signifikant reduziert. Ein niedriger Atemwiderstand und die weichen Ohrschlaufen machen das Tragen angenehm. Das »Model D Loop« gibt es in klassischem blau und in diversen weiteren aufmunternden Farben im kleinen 5er-Pack für unterwegs. Latexfreie, hypoallergene, anatomisch geformte Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel. Die Innen- und Außenseite ist physiologisch unbedenklich und weichmacherfrei. Mit Ohrschlaufen für einfaches An- und Ablegen.

Produktleistungen:	<i>Produktperformance nach EN 14683:2019+AC:2019</i>			
	Prüfung	Leistungsklasse	Anforderung	Testresultat

Produktdatenblatt

	Bakterielle Filterleistung (BFE), (%)	Typ IIR	≥ 98	>99
	Druckdifferenz (Pa/cm²)		< 60	25
	Druck des Spritzwiderstandes (kPa)		≥ 16,0	16,0
	Mikrobiologische Reinheit (KBE/g)		≤ 30	≤ 12
	*KBE = Koloniebildende Einheiten			
Anwendung:	Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen, geruchlos und eignen sich für medizinische Zwecke. Entsprechen der biologischen Kompatibilität ISO 10993.			
Farbe:	Blau, Beige, Orange, Rot, Rosa			
Verpackung und Varianten:	Verpackung		Menge	
	Beutel		5 Stk.	
	Karton		350 Stk.	
GTIN:	216-5/B	Blau	4049825007067	
	216-5/BG	Beige	4049825007074	
	216-5/OR	Orange	4049825006992	
	216-5/R	Rot	4049825007050	
	216-5/RO	Rosa	4049825006978	
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern (siehe Verpackung). Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt).			
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.			

Produktdatenblatt

Hinweise:	Nicht steril. 
------------------	--