

<b>Produkt:</b>	Schlupfhemd	
<b>Handelsmarke:</b>	SAFE®	
<b>REF:</b>	752W	
<b>Hersteller:</b>	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

<b>Klassifizierung:</b>	KAT I nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA).	
<b>Materialien:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vliesstoff: reines Polypropylen</li> <li>▪ Gummizug: latexfreies, synthetisches Elastomer</li> <li>▪ Nähgarn: 100 % Polyester</li> </ul>	
<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>Das Schlupfhemd besteht aus einem Körperteil mit einem Halsausschnitt in V-Form für das An- und Entkleiden, langen Ärmeln, wobei der äußere Abschluss der Ärmel mit einem, von einer Overlock-Naht eingefasstem, Gummizug versehen ist.</p> <p>Das Schlupfhemd hat keine Taschen und Knöpfe. Entspricht dem HACCP-Konzept.</p>	
<b>Dermatologische Verträglichkeit:</b>	Keine Intoleranzreaktionen.	
<b>Länge:</b>	85 cm	
<b>Farbe:</b>	Weiß	
<b>Verpackung und Varianten:</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Menge</b>
	Beutel	10 Stk.
	Karton	50 Stk.
<b>GTIN:</b>	752W	4049825001140
<b>Lagerung:</b>	<p>Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung)</p> <p>Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)</p>	

**Umweltverträglichkeit  
und Entsorgung:**

Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen.

Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.