

Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	
Produkt:	MediClassic Excel	
REF:	207G	

Klassifizierung:	Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte; UMDNS Code: 12-458
Schutzklasse:	Typ IIR, geprüft nach EN 14683:2019 für medizinische Gesichtsmasken.
Materialien:	▪ Außenseite: Polypropylen ▪ Innenseite: hautfreundliches Polypropylen ▪ Filtermedium: Polypropylen ▪ Bänder: Polypropylen ▪ Nasenbügel: Kunststoff ummantelter Draht
Produktbeschreibung:	Latexfreie, hochwertige, anatomisch geformte Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel. Innen- und Außenseite besteht aus physiologisch unbedenklichem weichmacherfreiem Polypropylenvlies, das Filtermedium besteht aus speziellem, im Meltblown-Verfahren hergestelltem Mikrofaservlies, zusammengeschweißt im Ultraschallverfahren.
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.

Produktleistungen:	Produktperformance nach EN 14683:2019+AC:2019			
	Prüfung	Leistungsklasse	Anforderung	Testresultat
	Bakterielle Filterleistung (BFE), (%)	Typ IIR	≥ 98	99,9
	Druckdifferenz (Pa/cm²)		< 60	33,3
	Druck des Spritzwiderstandes (kPa)		≥ 16,0	16

	Mikrobielle Reinheit (KBE/g)	≤ 30	≤ 5
	*KBE = Kolonie bildende Einheiten.		
Farbe:	Grün		
Verpackung und Varianten:	Menge	Verpackung	
	50 Stk.	Spenderbox	
	1.000 Stk.	Karton	
GTIN:	207G	4049825006848	
Anwendung:	Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen, geruchlos und eignen sich für medizinische Zwecke. Mit dem Tragen der Maske schützt der Träger sein Umfeld.		
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)		
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.		
Hinweise:	Nicht steril. 		