

Produkt:	OP-Maske	
REF:	202	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	Klasse I, auf Basis der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 MDR, Anhang VIII; UMDNS Code: 12-458			
Leistungsklasse:	Typ II, geprüft nach EN 14683:2019+AC:2019 für medizinische Gesichtsmasken			
Materialien:	▪ Außenseite: Polypropylenvlies ▪ Innenseite: hautfreundliches, allergiefreies Polypropylenvlies ▪ Filtermedium: Mikrofaser aus Polypropylen ▪ Bänder: weiches Polyester und Polyurethan, latexfrei ▪ Nasenbügel: ummantelter Draht			
Produktbeschreibung:	Latexfreie, anatomisch geformte Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel. Die Innen- und Außenseite ist physiologisch unbedenklich und weichmacherfrei. Mit Ohrschlaufen.			
Produktleistungen:	Produktperformance nach EN 14683:2019+AC:2019			
	Prüfung	Leistungsklasse	Anforderung	Testresultat
	Bakterielle Filterleistung (BFE), (%)	Typ II	≥ 98	99,8
	Druckdifferenz (Pa/cm²)		< 60	25
	Mikrobiologische Reinheit (CFU/g)		≤ 30	≤ 5,94
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Kontraindikationen			
Verpackung und Varianten:	Verpackung		Menge	
	Spenderbox		50 Stk.	
	Karton		2.000 Stk.	

GTIN:	202	4049825006107
Anwendung:	Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen, geruchlos und eignen sich für medizinische Zwecke. Entsprechen der biologischen Kompatibilität ISO 10993. Die Maske wird von medizinischem Fachpersonal im Umfeld des Patienten getragen, um den Patienten zu schützen.	
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)	
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.	
Hinweise:	 Nicht steril.	