


<b>Produkt:</b>	MediSensitive Loop	
<b>Handelsmarke:</b>	SAFE®	
<b>REF:</b>	2104	
<b>Hersteller:</b>	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

<b>Klassifizierung:</b>	Klasse I, auf Basis der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 MDR, Anhang VIII; UMDNS Code: 12-458.
<b>Leistungsklasse:</b>	Typ II, geprüft nach EN 14683:2019 für medizinische Gesichtsmasken.
<b>Materialien:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Außenseite: flüssigkeitsabweisendes Polypropylenvlies</li> <li>▪ Innenseite: besonders hautfreundliches, allergenfreies Cellulose-Polypropylenvlies</li> <li>▪ Filtermedium: Mikrofaser aus Polypropylen</li> <li>▪ Ohrenschlaufen: latexfrei, extra flauschig</li> <li>▪ Nasenbügel: PE ummantelter Draht</li> </ul>
<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>Latexfreie, hypoallergene, hochwertige, anatomisch geformte Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel.</p> <p>Ein neu entwickeltes hautfreundliches Innenvlies kombiniert mit besonders flauschigen Ohrenschlaufen.</p> <p>Das Filtermedium besteht aus speziellem Mikrofaser vlies ultraschallveschweißt.</p> <p>Entspricht dem HACCP Konzept.</p>

<b>Produktleistungen:</b>	<i>Produktperformance nach EN 14683:2019+AC:2019</i>			
	<b>Prüfung</b>	<b>Leistungsklasse</b>	<b>Anforderung</b>	<b>Testresultat</b>
	Bakterielle Filterleistung (BFE), (%)	Typ IIR	≥ 98	99,3
	Druckdifferenz (Pa/cm <sup>2</sup> )		< 60	26,8
	Druck des Spritzwiderstandes (kPa)		≥ 16,0	16
	Mikrobiologische Reinheit (CFU/g)		≤ 30	<4,8
<b>Farben:</b>	Weiß			

<b>Dermatologische Verträglichkeit:</b>	Keine Kontraindikationen	
<b>Verpackung und Varianten:</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Menge</b>
	Spenderbox	50 Stk.
	Karton	1.000 Stk.
<b>GTIN:</b>	2104	4049825004578
<b>Anwendung:</b>	<p>Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen, geruchlos und eignen sich für medizinische Zwecke.</p> <p>Entsprechen der biologischen Kompatibilität ISO 10993.</p> <p>Die Maske wird von medizinischem Fachpersonal im Umfeld des Patienten getragen, um den Patienten zu schützen.</p>	
<b>Lagerung:</b>	<p>Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung)</p> <p>Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)</p>	
<b>Umweltverträglichkeit und Entsorgung:</b>	<p>Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen.</p> <p>Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.</p>	