

Produkt:	ClipCap	
Handelsmarke:	ecoComfort®	
REF:	102	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	KAT I nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte; UMDNS Code: 15-223.	
Materialien:	▪ Vliesstoff: reines Polypropylen ▪ Gummizug: latexfreies, synthetisches Elastomer	
Produktbeschreibung:	Die Haube besteht aus weichem Vliesstoff, die zu einem Streifen zusammengefasst wurde. Durch Auseinanderziehen des zusammengefasten Teils, entsteht eine runde Haube. Der äußere Abschluss ist mit einem eingeschweißten Gummizug versehen. Entspricht dem HACCP Konzept.	
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.	
Farben:	Blau, Weiß	
Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge
	Spenderbox	100 Stk.
	Karton	1.000 Stk.
GTIN:	102B	4049825001638
	102W	4049825001584
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)	
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.	