

Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	
Handelsmarke:	SAFE®	
Produkt:	MediClassic Splash	
REF:	209G	

Klassifizierung:	Klasse I, auf Basis der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 MDR, Anhang VIII; UMDNS Code: 12-458
Schutzklasse:	Typ IIR (flüssigkeitsresistent), geprüft nach EN 14683:2019 für medizinische Gesichtsmasken.
Materialien:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Außenseite: flüssigkeitsabweisendes Polypropylenvlies ▪ Innenseite: hautfreundliches, hypoallergenes Polypropylenvlies ▪ Filtermedium: Mikrofaser aus Polypropylen ▪ Bänder: Polypropylenvlies ▪ Nasenbügel: PE ummantelter Draht ▪ Schild: beschlagfrei mit Seitenklappen, Sicht wird nicht verzerrt
Produktbeschreibung:	<p>Hochwertige, anatomisch geformte, 3-lagige Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel, die frei von Naturlatex ist. Die Innen- und Außenseite bestehen aus physiologisch unbedenklichem und weichmacherfreiem Polypropylenvlies.</p> <p>Das Filtermedium besteht aus Mikrofaser vlies. Die Maske ist nach dem Stand der Technik ultraschallverschweißt.</p> <p>Das nicht reflektierende, beschlagfreie Augenschild mit Seitenschutz schützt vor Spritzern von Flüssigkeiten.</p>

Produktleistungen:	<i>Produktperformance nach EN 14683:2019+AC:2019</i>			
	Prüfung	Leistungsklasse	Anforderung	Testresultat
	Bakterielle Filterleistung (BFE), (%)	Typ IIR	≥ 98	99,9
	Druckdifferenz (Pa/cm ²)		< 60	33,3

	Druck des Spritzwiderstandes (kPa)	≥ 16,0	16
	Mikrobielle Reinheit (KBE/g)	≤ 30	≤ 5
	*KBE = Kolonie bildende Einheiten.		
Farbe:	Grün		
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Kontraindikationen		
Größe:	17,5 x 9,5/17 cm		
Verpackung und Varianten:	Menge	Verpackung	
	25 Stk.	Spenderbox	
	400 Stk.	Karton	
GTIN:	209G	4049825006862	
Anwendung:	<p>Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen, geruchlos und eignen sich für medizinische Zwecke.</p> <p>Entsprechen der biologischen Kompatibilität ISO 10993.</p> <p>Die Maske wird von medizinischem Fachpersonal im Umfeld des Patienten getragen, um den Patienten zu schützen.</p>		
Gebrauchsdauer:	Einmalgebrauch		
Lagerung:	<p>Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung)</p> <p>Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)</p>		
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	<p>Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen.</p> <p>Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.</p>		
Hinweis:	 Nicht steril.		