

Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	
Handelsmarke:	SAFE®	
Produkt:	MediClassic Splash	
REF:	209G	

Klassifizierung:	Klasse I, auf Basis der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 MDR, Anhang VIII; UMDNS Code: 12-458			
Schutzklasse:	Typ IIR (flüssigkeitsresistent), geprüft nach EN 14683:2019 für medizinische Gesichtsmasken.			
Materialien:	▪ Außenseite: flüssigkeitsabweisendes Polypropylenvlies ▪ Innenseite: hautfreundliches, hypoallergenes Polypropylenvlies ▪ Filtermedium: Mikrofaser aus Polypropylen ▪ Bänder: Polypropylenvlies ▪ Nasenbügel: PE ummantelter Draht ▪ Schild: beschlagfrei mit Seitenklappen, Sicht wird nicht verzerrt			
Produktbeschreibung:	Hochwertige, anatomisch geformte, 3-lagige Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel, die frei von Naturlatex ist. Die Innen- und Außenseite bestehen aus physiologisch unbedenklichem und weichmacherfreiem Polypropylenvlies. Das Filtermedium besteht aus Mikrofaser vlies. Die Maske ist nach dem Stand der Technik ultraschallverschweißt. Das nicht reflektierende, beschlagfreie Augenschild mit Seitenschutz schützt vor Spritzern von Flüssigkeiten.			
Produktleistungen:	Produktperformance nach EN 14683:2019+AC:2019			
	Prüfung	Leistungsklasse	Anforderung	Testresultat
	Bakterielle Filterleistung (BFE), (%)	Typ IIR	≥ 98	99,9
	Druckdifferenz (Pa/cm²)		< 60	33,3

	Druck des Spritzwiderstandes (kPa)		≥ 16,0	16
	Mikrobielle Reinheit (KBE/g)		≤ 30	≤ 5
	*KBE = Kolonie bildende Einheiten.			
Farbe:	Grün			
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Kontraindikationen			
Größe:	17,5 x 9,5/17 cm			
Verpackung und Varianten:	Menge	Verpackung		
	25 Stk.	Spenderbox		
	400 Stk.	Karton		
GTIN:	209G	4049825006862		
Anwendung:	Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen, geruchlos und eignen sich für medizinische Zwecke. Entsprechen der biologischen Kompatibilität ISO 10993. Die Maske wird von medizinischem Fachpersonal im Umfeld des Patienten getragen, um den Patienten zu schützen.			
Gebrauchsdauer:	Einmalgebrauch			
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)			
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.			
Hinweis:	 Nicht steril.			