

Produkt:	Barett	
Handelsmarke:	SAFE®	
REF:	113	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	KAT I nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte; UMDNS Code: 15-223.	
Materialien:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Haube: reines Polypropylen ▪ Gummizug: latexfreies, synthetisches Elastomer ▪ Nähgarn: 100 % Polyester 	
Produktbeschreibung:	Die Haube besteht aus weichem Vliesstoff in Barettform, den äußeren Abschluss der Haube bildet ein mit einer Overlock-Naht eingefasster Gummizug. Entspricht dem HACCP Konzept.	
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.	
Größe:	53 cm	
Farbe:	Blau, Weiß, Grün	
Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge
	Spenderbox	200 Stk.
	Karton	1.000 Stk.
GTIN:	113B	4049825000303
	113W	4049825000327
	113G	4049825000310
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)	

**Umweltverträglichkeit
und Entsorgung:**

Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen.

Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.