


<b>Produkt:</b>	MediLight Loop	
<b>Handelsmarke:</b>	SAFE®	
<b>REF:</b>	212G	
<b>Hersteller:</b>	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

<b>Klassifizierung:</b>	Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte; UMDNS Code: 12-458
<b>Leistungsklasse:</b>	Typ II, geprüft nach EN 14683:2019 für chirurgische Masken
<b>Materialien:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Außenseite: Polypropylenvlies</li> <li>▪ Innenseite: hautfreundliches, allergiefreies Polypropylenvlies</li> <li>▪ Filtermedium: Mikrofaser aus Polypropylen</li> <li>▪ Gummibänder: hochwertiges Polyurethan, latexfrei und weich</li> <li>▪ Nasenbügel: PE ummantelter Draht</li> </ul>
<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>Latexfreie, allergiefreie, anatomisch geformte Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel.</p> <p>Die Innen- und Außenseite besteht aus physiologisch unbedenklichem weichmacherfreiem Polypropylenvlies.</p> <p>Das Filtermedium ist ein spezielles, im Meltblown-Verfahren hergestelltes Mikrofaservlies, zusammengeschnitten im Ultraschallverfahren.</p>

<b>Produktleistungen:</b>	<i>Produktperformance nach EN 14683:2019+AC:2019</i>			
	<b>Prüfung</b>	<b>Leistungsklasse</b>	<b>Anforderung</b>	<b>Testresultat</b>
	Bakterielle Filterleistung (BFE), (%)	Typ IIR	≥ 98	99,3
	Druckdifferenz (Pa/cm <sup>2</sup> )		< 60	31,8
	Druck des Spritzwiderstandes (kPa)		≥ 16,0	16
Mikrobiologische Reinheit (CFU/g)	≤ 30		≤ 24,6	

<b>Dermatologische Verträglichkeit:</b>	Keine Intoleranzreaktionen	
<b>Farbe:</b>	Grün	
<b>Verpackung und Varianten:</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Menge</b>
	Spenderbox	50 Stk.
	Karton	1.000 Stk.
<b>GTIN:</b>	212G	4049825001775
<b>Anwendung:</b>	<p>Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen, geruchlos und eignen sich für medizinische Zwecke.</p> <p>Die Maske eignet sich für den dauerhaften Einsatz und bietet einen hervorragenden Schutz, sowohl für das medizinische Fachpersonal als auch für die Patienten.</p>	
<b>Lagerung:</b>	<p>Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung)</p> <p>Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)</p>	
<b>Umweltverträglichkeit und Entsorgung:</b>	<p>Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen.</p> <p>Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.</p>	
<b>Hinweise:</b>	<p>Nicht steril.</p> 