

|                      |                                     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>      | OptiProtect                         |  |
| <b>Handelsmarke:</b> | SAFE®                               |                                                                                     |
| <b>REF:</b>          | 265                                 |                                                                                     |
| <b>Hersteller:</b>   | DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG |                                                                                     |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Klassifizierung:</b>                 | KAT II nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Materialien:</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kopfpolsterung: PU-Schaumstoff in ergonomischer Passform, latexfrei</li> <li>▪ Gummiband: gutschitzendes elastisches Band, latexfrei</li> <li>▪ Schild: gleichgerichtetes* PET (Polyethylenterephthalat), Anti-Beschlag behandelt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                         | *Minimierte Extrusionslinien, dadurch Glas-ähnliche Transparenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Dermatologische Verträglichkeit:</b> | Keine Intoleranzreaktionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Qualitätsmerkmale:</b>               | <p><b>Schild:</b><br/>Die Verwendung von gleichgerichtetem PET garantiert eine distorsionsfreie Sicht.<br/>Auch bei längeren Anwendungen entstehen beim Anwender keine Schwindelgefühle. Die abgerundeten Ecken ermöglichen eine freie Bewegung des Kopfes.</p> <p><b>Kopfbänder:</b><br/>Die Bänderung erfolgt nicht hinter den Ohren, sondern hinter dem Kopf.<br/>Dadurch wird eine unbeschwerte Nutzung über viele Stunden garantiert.<br/>Durch den Einsatz latexfreier Materialien werden latexallergische Reaktionen ausgeschlossen</p> <p><b>Kopfpolster:</b><br/>Extrem leicht, hautfreundlich und atmungsaktiv.<br/>Durch die spezielle Konstruktion wird eine optimale anatomische Passform erreicht.</p> |  |

| <b>Verpackung und Varianten:</b> | <b>Verpackung</b> | <b>Menge</b>  |
|----------------------------------|-------------------|---------------|
|                                  | Spenderbox        | 25 Stk.       |
|                                  | Karton            | 100 Stk.      |
| <b>GTIN:</b>                     | 265               | 4049825000228 |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendung:</b>                            | <p>Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen und geruchlos und eignen sich für den medizinischen Bereich.</p> <p>Durch die verzerrungsfreie Sicht, und durch das extrem geringe Gewicht eignet sich der Schild für den dauerhaften Einsatz in Reinräumen, z.B. OP, Pharma, Lebensmittel und Elektronik, und bietet einen hervorragenden Schutz für den Patienten bzw. das Produkt.</p> |
| <b>Lagerung:</b>                             | <p>Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung)</p> <p>Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)</p>                                                                                                                                                                    |
| <b>Umweltverträglichkeit und Entsorgung:</b> | <p>Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen.</p> <p>Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.</p>                                                                 |