

Produkt:	OptiProtect	
Handelsmarke:	SAFE®	
REF:	265	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	KAT II nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). UMDNS Code: 11-961	
Materialien:	▪ Kopfpolsterung: PU-Schaumstoff in ergonomischer Passform, latexfrei ▪ Gummiband: gutsitzendes elastisches Band, latexfrei ▪ Schild: gleichgerichtetes* PET (Polyethylenterephthalat), Anti-Beschlag behandelt	
	*Minimierte Extrusionslinien, dadurch Glas-ähnliche Transparenz.	
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen	
Qualitätsmerkmale:	Schild: Die Verwendung von gleichgerichtetem PET garantiert eine distortionsfreie Sicht. Auch bei längeren Anwendungen entstehen beim Anwender keine Schwindelgefühle. Die abgerundeten Ecken ermöglichen eine freie Bewegung des Kopfes. Kopfbänder: Die Bänderung erfolgt nicht hinter den Ohren, sondern hinter dem Kopf. Dadurch wird eine unbeschwerte Nutzung über viele Stunden garantiert. Durch den Einsatz latexfreier Materialien werden latexallergische Reaktionen ausgeschlossen Kopfpolster: Extrem leicht, hautfreundlich und atmungsaktiv. Durch die spezielle Konstruktion wird eine optimale anatomische Passform erreicht.	
Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge
	Spenderbox	25 Stk.
	Karton	100 Stk.
GTIN:	265	4049825000228

Anwendung:	Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen und geruchlos und eignen sich für den medizinischen Bereich. Durch die verzerrungsfreie Sicht, und durch das extrem geringe Gewicht eignet sich der Schild für den dauerhaften Einsatz in Reinräumen, z.B. OP, Pharma, Lebensmittel und Elektronik, und bietet einen hervorragenden Schutz für den Patienten bzw. das Produkt.
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.