

## Masques chirurgicaux / Mascherine chirurgiche



FR / IT

## Masques chirurgicaux Mascherine chirurgiche



MediLight Loop + Excel <span style="font-size: small;">ecoComfort®</span>				
REF	Niveau de protection Livello di protezione	Efficacité de filtration bactérienne (BFE) Efficienza della filtrazione batterica (BFE)	Boucles auriculaires Passanti per orecchie	Code couleur Codice cromatico
211	Typ II	99,3 %	-	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>
212	Typ II	99,3 %	✓	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>

- » Matériau extérieur hydrophobe
- » Sans latex

NOUVEAU

NOVITÀ

Hautement hypoallergénique  
Estremamente delicato sulla pelle



MediClassic Loop + Excel <span style="font-size: small;">SAFE®</span>				
REF	Niveau de protection Livello di protezione	Efficacité de filtration bactérienne (BFE) Efficienza della filtrazione batterica (BFE)	Boucles auriculaires Passanti per orecchie	Code couleur Codice cromatico
2101	Typ II R	98,9 %	-	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span> <span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>
2102	Typ II R	98,9 %	✓	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span> <span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>

- » Résistance aux liquides pour une sécurité optimalet
- » Sans latex

MediComfort Loop + Excel + Antifog <span style="font-size: small;">SAFE®</span>				
REF	Niveau de protection Livello di protezione	Efficacité de filtration bactérienne (BFE) Efficienza della filtrazione batterica (BFE)	Boucles auriculaires Passanti per orecchie	Code couleur Codice cromatico
221G	Typ II R	99,9 %	-	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>
222G	Typ II R	99,9 %	✓	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>
223G	Typ II R	99,9 %	-	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>

- » RÉF 223G modèle pour porteurs de lunettes
- » Résistance aux liquides pour une sécurité optimalet
- » Sans latex

## Protection faciale Protezione per il viso



MediSensitive Loop + Excel <span style="font-size: small;">SAFE®</span>				
REF	Niveau de protection Livello di protezione	Efficacité de filtration bactérienne (BFE) Efficienza della filtrazione batterica (BFE)	Boucles auriculaires Passanti per orecchie	Code couleur Codice cromatico
2103	Typ II	99,8 %	-	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>
2104	Typ II	99,8 %	✓	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>

- » Non-tissé intérieur en PP-cellulose particulièrement hypoallergénique et sans allergène
- » Barrette nasale ultra-douce en aluminium
- » Boucles auriculaires ultra-douces
- » Sans latex
- » TNT interno in cellulosa PP, senza allergeni, particolarmente delicato sulla pelle
- » Stringinaso in alluminio extra morbido
- » Passanti per orecchie extra morbidi
- » Senza lattice

MediClassic Splash <span style="font-size: small;">SAFE®</span>				
REF	Niveau de protection Livello di protezione	Efficacité de filtration bactérienne (BFE) Efficienza della filtrazione batterica (BFE)	Boucles auriculaires Passanti per orecchie	Code couleur Codice cromatico
2111	Typ II R	98,9 %	-	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>
2112	Typ II R	98,9 %	✓	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>

- » Résistance aux liquides pour une sécurité optimalet
- » Visière sans reflet ni buée
- » Sans latex
- » Resistente ai liquidi per la massima sicurezza
- » Visiera antiriflesso e antiappannamento
- » Senza lattice

Opti Protect <span style="font-size: small;">SAFE®</span>				
REF	Propriétés / Caratteristiche			
265	PSA KAT II, EN 166			

- » Protection faciale sans reflet ni buée
- » Protège des éclaboussures de liquide selon EN 166
- » Tampon frontal confortable & serre-tête
- » Schermo facciale antiriflesso e antiappannamento
- » Protezione contro spruzzi di liquidi conformemente a EN 166
- » Confortevole cuscinetto per la fronte e fascia per la testa

EcoShield <span style="font-size: small;">ecoComfort®</span>				
REF	Propriétés / Caratteristiche			
264	Protection / Protezione del prodotto			
264-R	Écran de recharge / Schermo sostitutivo			

## Protection de la bouche et du nez Protezione per la bocca e il naso

Comfort <span style="font-size: small;">ecoComfort®</span>	
REF	Propriétés / Caratteristiche
240S	Masque jetable confortable / Confortevole mascherina monouso

Couver-barbe / Copribarba <span style="font-size: small;">ecoComfort®</span>	
REF	Propriétés / Caratteristiche
200W	Non-tissé textile antistatique et doux / Morbido TNT antistatico

Pure Mask <span style="font-size: small;">ecoComfort®</span>	
REF	Propriétés / Caratteristiche
252W	Une couche, hydrofuge / Monostrato, resistente all'acqua




## Demi-masques filtrants Facciali filtranti

### NeolutionMed

Grâce à son ajustement à la forme intelligente, cette série de masques isole chaque forme de visage de manière absolument étanche. La surface de filtrage particulièrement importante assure une excellente répartition des particules et offre ainsi un confort de port maximal, même pendant une durée de port prolongée.

Grazie alla vestibilità intelligente, questa serie di mascherine permette una chiusura perfettamente ermetica su visi di ogni forma. La superficie filtrante particolarmente ampia garantisce una distribuzione eccellente delle particelle, offrendo quindi il massimo comfort anche quando vengono indossate a lungo.



### NeolutionMed

REF	Niveau de protection Livello di protezione	Norme Norma
233	FFP3 NR, Typ II R	EN 149:2001+A1:2009 EN 14683:2019

### Domaines d'application Campi di impiego

- » Ambulance et transport de malades
- » Hôpitaux et services d'urgence
- » Utilisation d'agents chimiothérapeutiques
- » Laboratoires médicaux et pharmaceutiques
- » Ambulanza e trasporto pazienti
- » Ospedali e pronto soccorso
- » Manipolazione degli agenti citostatici
- » Laboratori medici e farmaceutici

# Demi-masques filtrants

## Facciali filtranti

### Sécurité maximale pour le patient et l'utilisateur

*Massima sicurezza per il paziente e per l'operatore*

Le nouveau masque High Risk est un masque de protection conçu pour une utilisation en chirurgie. Il a été développé pour la prévention des infections et la protection contre les bioaérosols dans le domaine médical et pour protéger le patient.

*La nuova esclusiva mascherina High Risk è al tempo stesso una mascherina di protezione delle vie respiratorie e una mascherina chirurgica, sviluppata per prevenire le infezioni e proteggere dagli aerosol biologici in campo medico e per proteggere il paziente.*



Nous sommes partenaires de  
Noi siamo partner di



Société d'achat des cliniques universitaires.

*Il Gruppo di Acquisto delle Cliniche Universitarie.*

# Normes & réglementations / Norme e disposizioni

### EN 14683:2019

Cette norme européenne fixe les exigences de conception et de performances des masques chirurgicaux ainsi que les méthodes d'essai. Les masques chirurgicaux servent à limiter la transmission des germes infectieux du personnel aux patients et inversement dans les blocs opératoires et autres infrastructures médicales.

### EN 14683:2019

Questa norma europea prescrive la configurazione costruttiva delle mascherine chirurgiche, i requisiti di prestazione e i metodi di prova. Le mascherine chirurgiche servono per limitare la trasmissione di germi infettivi dal personale ai pazienti e viceversa nelle sale operatorie e in altri ambienti sanitari.



REF	Classification selon EN 14683:2019 Classificazione secondo EN 14683:2019	Efficacité de filtration bactérienne (BFE) Efficienza della filtrazione batterica (BFE)	Boucles auriculaires Passanti per orecchie	Cordons de serrage Lacci	Visière Visiera	Résistance aux liquides Resistente ai liquidi	Pour porteurs de lunettes Per portatori di occhiali	Aperçu / Riepilogo		
								Boîte Scatola	Carton Scatolone	Palette Euro Europallet
2101	TYP II R	> 98,9 %		•		•		50	1.000	28.000
2102	TYP II R	> 98,9 %	•			•		50	1.000	32.000
2103	TYP II	> 99,8 %		•				50	1.000	28.000
2104	TYP II	> 99,8 %	•					50	1.000	32.000
2111	TYP II R	> 98,9 %		•	•	•		25	400	7.200
2112	TYP II R	> 98,9 %	•		•	•		25	400	12.000
211	TYP II	> 99,3 %		•				50	1.000	28.000
212	TYP II	> 99,3 %	•					50	1.000	32.000
221G	TYP II R	> 99,9 %		•		•		50	1.000	28.000
222G	TYP II R	> 99,9 %	•			•		50	1.000	32.000
223G	TYP II R	> 99,9 %		•		•	•	50	600	21.600
233	FFP3 NR, Typ II R	99,95 %					•	40	480	9.600
243F	FFP3 NR D, Typ II R	> 99,99 %					•	30	360	7.200
264						•		50	500	10.000
264-R								200	2.000	80.000
265						•		25	100	2.000
240S								50	1.000	30.000
200W								100	1.000	56.000
252W			•					100	2.000	48.000

### High-Risk-Mask

REF	Niveau de protection Livello di protezione	Norme Norma
243F	FFP3 NR D, Typ II R	EN 149:2001+A1:2009 EN 14683:2019

### Domaines d'application

*Campi di impiego*

- » Ambulance et transport de malades      » Ambulanza e trasporto pazienti
- » Hôpitaux et services d'urgence      » Ospedali e pronto soccorso
- » Utilisation d'agents chimiothérapeutiques      » Manipolazione degli agenti citostatici
- » Laboratoires médicaux et pharmaceutiques      » Laboratori medici e farmaceutici

WE KEEP YOU **SAFE**<sup>®</sup>

—since 1996—

**DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG**  
Rotackerstraße 21 | 76437 Rastatt | Germany

+ 49 7222 15989-0

+ 49 7222 15989-22

info@dach-germany.de

www.dach-germany.de

