

Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	
Handelsmarke:	SAFE®	
Produkt:	MediSensitive Excel	
REF:	2103	

Klassifizierung:	Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte; UMDNS Code: 12-458.
Leistungsklasse:	Typ II, geprüft nach EN 14683:2019 für chirurgische Masken.
Materialien:	▪ Außenseite: flüssigkeitsabweisendes Polypropylenvlies ▪ Innenseite: besonders hautfreundliches, allergenfreies Cellulose-Polypropylenvlies ▪ Filtermedium: Mikrofaser aus Polypropylen, im Meltblown-Verfahren hergestellt ▪ Bänder: hautfreundliches, allergenfreies Polypropylenvlies ▪ Nasenbügel: extra weiches Aluminium
Produktbeschreibung:	Latexfreie, hochwertige, anatomisch geformte Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel. Ein neu entwickeltes hautfreundliches Innenvlies minimiert Irritationen. Das Filtermedium besteht aus speziellem, im Meltblown-Verfahren hergestelltem Mikrofaser vlies, verschweißt im Ultraschallverfahren. Entspricht dem HACCP Konzept.

Produktleistungen:	Produktperformance nach EN 14683:2019+AC:2019			
	Prüfung	Leistungsklasse	Anforderung	Testresultat
	Bakterielle Filterleistung (BFE), (%)	Typ IIR	≥ 98	99,3
	Druckdifferenz (Pa/cm²)		< 60	26,8
	Druck des Spritzwiderstandes (kPa)		≥ 16,0	16
	Mikrobiologische Reinheit (CFU/g)		≤ 30	<4,8
Farben:	Weiß			

Verpackung und Varianten:	Menge	Verpackung
	50 Stk.	Spenderbox
	1.000 Stk.	Karton
GTIN:	2103	4049825004561
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)	
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.	