

Produkt:	MediClassic Loop	
Handelsmarke:	SAFE®	
REF:	2102	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	Klasse I der Verordnung EU 2017/745 über Medizinprodukte; UMDNS Code: 12-458.
Schutzklasse:	Typ II R (flüssigkeitsresistent), geprüft nach EN 14683:2019 für chirurgische Masken.
Produktbeschreibung:	Latexfreie, hochwertige, anatomisch geformte Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel. Innen- und Außenseite besteht aus physiologisch unbedenklichem weichmacherfreiem Polypropylenvlies, das Filtermedium besteht aus speziellem, im Meltblown-Verfahren hergestelltem Mikrofaservlies, zusammengeschweißt im Ultraschallverfahren. Entspricht dem HACCP Konzept.

Produktleistungen:	Produktperformance nach EN 14683:2019+AC:2019			
	Prüfung	Leistungsklasse	Anforderung	Testresultat
	Bakterielle Filterleistung (BFE), (%)	Typ IIR	≥ 98	99,9
	Druckdifferenz (Pa/cm²)		< 60	55
	Druck des Spritzwiderstandes (kPa)		≥ 16,0	16
	Mikrobiologische Reinheit (CFU/g)		≤ 30	≤ 19,4
Dermatologische Verträglichkeit:	Getestet nach ISO 10993-5 für Biokompatibilität und bewertet mit Bestnote „0“ – keine Reaktivität, keine Intoleranzreaktionen, perfekte Verträglichkeit.			
Farben:	Grün, Blau			

Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge
	Spenderbox	50 Stk.
	Karton	1.000 Stk.
GTIN:	2102B	4049825002345
	2102G	4049825000167
Anwendung:	Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen, geruchlos und eignen sich für medizinische Zwecke. Die Maske eignet sich für den dauerhaften Einsatz in Reinräumen, z. B. OP, Pharma, Lebensmittel und Elektronik, und bietet einen hervorragenden Schutz.	
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)	
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.	
Hinweise:	Nicht steril. 	