

Produkt:	IsoCoat Zytex® 360	
Handelsmarke:	SAFE®	
REF:	425Y	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KAT I nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). ▪ Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte; UMDNS Code: 11-897. ▪ Helmke Drum Test gemäß IEST-PR-CC003.4: Kategorie II <p>Wir empfehlen den Einsatz in Reinräumen nach DIN EN ISO 14644-1: ISO Klasse 6 bis 9.</p>	
Materialien:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kittel: Zytex® ▪ Ärmelbündchen: gestricktes Bündchen aus Polyester ▪ Nähgarn: Polyester 	
Produktbeschreibung:	<p>Der Isolationskittel besteht aus dem Material Zytex®, das nach EN 14126 gegen die Penetration von Blut und Viren sowie nach EN ISO 6529 gegen die Permeation von Zytostatika getestet wurde.</p> <p>Zytex® wurde speziell für den Umgang mit Zytostatika entwickelt und weist eine hohe Dichtigkeit gegenüber Zytostatika auf.</p> <p>Öffnung auf der Rückseite, zwei Bindegürtel und mit gestrickten Ärmelbündchen.</p>	
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.	
Größe/Länge:	130cm	
Farben:	Gelb	
Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge
	Beutel	10 Stk.
	Karton	50 Stk.
GTIN:	425Y	4049825002444
Anwendung:	Infektionsprävention und Schutz gegen MRSA oder Noroviren	

Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.