

Produkt:	Schutzset Vogelgrippe PLUS	
REF:	9048	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Produktbeschreibung:	<p>Diese Zusammenstellung an Persönlicher Schutzausrüstung bietet größten Schutz im beruflichen wie industriellen Umfeld.</p> <p>Das Schutzset besteht aus folgenden Komponenten:</p>	
Bestandteile:	1 Schutzanzug:	
	1 Atemschutzmaske:	Atemschutzmaske der höchsten Schutzstufe FFP3 NR D nach EN 149, mit Ventil
	2 Paar Nitrilhandschuhe	PSA Kat. III nach EN 374, EN 455, flüssigkeits- und virendicht, großer Tragekomfort, Länge 30 cm
	1 Paar Stiefelschutz	PSA Kat. I, flüssigkeitsdicht, überlappt mit Overall
	1 Schutzbrille	PSA Kat. II, umschließend, indirekte Belüftung, EN 166
	1 Entsorgungsbeutel	Nach dem Gebrauch können alle Teile im Beutel gesammelt und zum Entsorgen gebracht werden. Entsorgung muss fachgerecht nach Art der Verschmutzung erfolgen.
	Spezial Klebeband zum Abdichten von Nähten und Verkleben von Handschuhen und Stiefelschutz sind auch bei uns erhältlich.	
Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge
	Beutel	1 Stk.

	Karton	15 Stk.
GTIN:	9048/M	4049825005912
	9048/L	4049825004929
	9048/XL	4049825004936
	9048/XXL	4049825004943
	9048/XXXL	4049825004967
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Maximale Lagerfähigkeit: 5 Jahre	
Entsorgung:	Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.	
Warnhinweise:	Lesen Sie vor der Benutzung des Sets die innenliegenden Gebrauchsanleitungen der jeweiligen Bestandteile.	