

<b>Produkt:</b>	Barett	
<b>Handelsmarke:</b>	SAFE®	
<b>REF:</b>	111	
<b>Hersteller:</b>	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

<b>Klassifizierung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KAT I nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA).</li> <li>▪ Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte; UMDNS Code: 15-223.</li> <li>▪ Helmke Drum Test gemäß IEST-PR-CC003.4: Kategorie II Wir empfehlen den Einsatz in Reinräumen nach DIN EN ISO 14644-1: ISO Klasse 6 bis 9.</li> </ul>	
<b>Materialien:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Haube: 100 % Polypropylen Vliesstoff</li> <li>▪ Gummizug: Polyurethan – Elastomere (frei von Naturlatex)</li> <li>▪ Nähgarn: 100 % Polyester</li> </ul>	
<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>Die Haube besteht aus weichem Vliesstoff in Barettform, den äußeren Abschluss der Haube bildet ein mit einer Overlock-Naht eingefasster Gummizug.</p> <p>Insbesondere ist der Schutz vor dem Verwickeln der Haare in unmittelbarer Arbeitsumgebung des Trägers gegeben.</p> <p>Entspricht dem HACCP Konzept.</p>	
<b>Dermatologische Verträglichkeit:</b>	Keine Intoleranzreaktionen.	
<b>Größe:</b>	53 cm	
<b>Farben:</b>	Blau, Weiß, Grün	
<b>Verpackung und Varianten:</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Menge</b>
	Beutel	100 Stk.
	Karton	1.000 Stk.
<b>GTIN:</b>	111B	4049825000334
	111W	4049825000358
	111G	4049825000341

<b>Lagerung:</b>	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)
<b>Umweltverträglichkeit und Entsorgung:</b>	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.