

Produkt:	Tragelaken	
Handelsmarke:	ecoComfort®	
REF:	3008	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Materialien:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zellstoff ▪ Polyethylen ▪ Nylonfaden 	
Produktbeschreibung:	<p>Das Tragelaken besteht aus einer Kombination von absorbierendem Zellstoff und einer flüssigkeitsundurchlässigen Folie.</p> <p>Die 48-fache Fadenverstärkung garantiert eine extra hohe Reißfestigkeit.</p>	
Größe:	80 x 210 cm	
Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge
	Beutel	25 Stk.
	Karton	100 Stk.
GTIN:	3008	4049825002970
Lagerung:	<p>Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung)</p> <p>Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)</p>	
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	<p>Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen.</p> <p>Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.</p>	