

<b>Produkt:</b>	Tragelaken	
<b>Handelsmarke:</b>	ecoComfort®	
<b>REF:</b>	3008	
<b>Hersteller:</b>	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

<b>Materialien:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zellstoff</li> <li>▪ Polyethylen</li> <li>▪ Nylonfaden</li> </ul>	
<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>Das Tragelaken besteht aus einer Kombination von absorbierendem Zellstoff und einer flüssigkeitsundurchlässigen Folie.</p> <p>Die 48-fache Fadenverstärkung garantiert eine extra hohe Reißfestigkeit.</p>	
<b>Größe:</b>	80 x 210 cm	
<b>Verpackung und Varianten:</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Menge</b>
	Beutel	25 Stk.
	Karton	100 Stk.
<b>GTIN:</b>	3008	4049825002970
<b>Lagerung:</b>	<p>Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung)</p> <p>Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)</p>	
<b>Umweltverträglichkeit und Entsorgung:</b>	<p>Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen.</p> <p>Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.</p>	