

Produkt:	MediCap AstroEco		
Handelsmarke:	SAFE®		
REF:	121G		
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG		
Klassifizierung:	Klasse I der Richtlinie EU 2017/745 über Medizinprodukte ; UMDNS Code: 15-223.		
Materialien:	▪ Haube: reiner Polypropylen Vliesstoff, antistatisch behandelt ▪ Gummizug: latexfreies, synthetisches Elastomer ▪ Nähgarn: 100 % Polyester		
Produktbeschreibung:	Die Haube in Astronauten-Form besteht aus einem Kopfberteil und einem Rundum-Teil. Die beiden Teile werden mit einer Overlock-Naht zusammengefasst. Das Rundum-Teil ist auch zum Binden verwendbar.		
Farbe:	Grün		
Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge	
	Beutel	100 Stk.	
	Karton	1.000 Stk.	
GTIN:	121G	4049825006404	
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)		
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.		