




# BATA DE PROTECCIÓN

# BATA DE PROTEÇÃO

[www.dach-germany.de](http://www.dach-germany.de)



WE KEEP YOU **SAFE**<sup>®</sup>  
—since 1996—



## Bata de Protección / Bata de proteção

### Correctamente vestido y protegido

### Corretamente vestido e bem protegido

La conciencia sobre la necesidad de la Seguridad y Salud en ambiente de Trabajo ha cambiado radicalmente en los últimos años. Actualmente, además de razones comerciales y económicas, está presente también la obligación ética y moral para las regulaciones legales y la inversión en medidas de salud y seguridad.

Debido a la gran variedad de microorganismos, no es posible predecir a cuáles están expuestos individualmente los trabajadores y a qué grupo de riesgo pertenecen. Por estas razones la norma europea EN 14126 define requisitos específicos para materiales de ropa de protección contra agentes infecciosos. Sus objetivos principales son proteger la piel del usuario del posible contacto con agentes infecciosos y prevenir la propagación de gérmenes.

**EN 14126:2004** – Esta norma europea define los requisitos de rendimiento y los métodos de prueba para prendas de protección contra agentes infecciosos. Se especifican entre otros la resistencia a la sangre sintética, partículas contaminadas, aerosoles y virus. Gracias a los materiales de alta tecnología Splash+ y Zytex® diseñados por DACH Vestuario de Protección, estará muy bien protegido con la nueva generación de batas de protección incluso en condiciones extremas.


Todas nuestras batas se hacen de acuerdo con las normas y regulaciones europeas y tienen un corte amplio, garantizando una excelente libertad de movimiento.

A consciencialização da necessidade de segurança no trabalho tem vindo a experimentar uma transformação radical nos últimos anos. A par das razões económicas e empresariais, existe hoje em dia uma obrigação ética e moral a nível de regulamentos legais e investimentos no que diz respeito a medidas de segurança no trabalho.

Devido à heterogeneidade dos microrganismos, não é possível prever a que organismos os trabalhadores estão expostos individualmente e a que grupo de risco os mesmos pertencem. Como tal, a Norma Europeia EN 14126 define requisitos especiais para os materiais utilizados no vestuário de proteção contra agentes infecciosos. As suas principais tarefas são proteger a pele do utilizador de possíveis contactos com agentes infecciosos e prevenir a disseminação de germes.

**EN 14126:2004** – Esta Norma Europeia define requisitos de desempenho e métodos de teste para o vestuário de proteção contra agentes infecciosos. Sendo especificada, entre outras, a resistência ao sangue sintético, partículas contaminadas, aerossóis e vírus. Graças aos materiais de alta tecnologia Splash+ e Zytex® utilizados no vestuário de proteção da DACH, fica bem protegido com a nova geração de batas de protección, mesmo em condições extremas.

Todas as nossas batas de proteção são fabricadas em conformidade com as normas e regulamentos europeus e têm um corte generoso - é garantida uma excelente liberdade de movimento.





## SplashCoat+



La bata SplashCoat+ lo protege eficazmente contra infecciones como SARM y Norovirus. La parte frontal y las mangas están hechas de Splash+ a prueba de sangre y virus y la parte posterior de tela no tejida permeable al aire.

O SplashCoat+ protege-o de forma eficaz contra infeções como MRSA e Norovírus. A parte da frente e as mangas são compostas por material Splash+ estanque a sangue e vírus, a parte de trás em não tecido respirável. Esta bata de proteção é particularmente adequada para uso em ambientes húmidos nos domínios da medicina e indústria.



EN 14126




A prueba  
de sangre



A prueba  
de virus

### Composición del material

Composição do material



Material: Material de alta tecnología Splash+

Material: Material de alta tecnologia Splash+



Splash+ alcanza la clase de protección más alta en los estándares respectivos.

O Splash+ atinge o nível mais alto de proteção nas respetivas normas pertinentes.



Bandas elásticas en  
mangas  
Elástico nas mangas



Cintas en la cintura  
y cuello  
Fitas na cintura e  
pescoço



EN14126

A prueba  
de virus

A prueba  
de sangre

Bandas  
elásticas  
en mangas

REF	421Y	421B
Talla <i>Tamanho</i>	Uni	Uni
Largo <i>Comprimento</i>	136 cm	136 cm
Bolsillo <i>Saco</i>	10 Pce / Pz.	
Caja de cartón <i>Caixa de cartão</i>	100 Pce / Pz.	
Europalet <i>Euro palete</i>	3.600 Pce / Pz.	



## SplashCoat pro+

El Splash Coat pro+ te protege eficazmente contra infecciones. La parte frontal y las mangas están hechas de Splash+ a prueba de sangre y virus y la parte posterior de tela no tejida permeable al aire. El Splash Coat pro+ está especialmente diseñado para el uso a largo plazo debido a la transpirabilidad especial y la mayor comodidad de uso.

O SplashCoat pro+ protege-o de modo eficaz contra infecções. A parte da frente e as mangas são compostas por material Splash+ estanque a sangue e vírus, a parte de trás em não tecido respirável. Graças à sua excepcional respirabilidade e ao maior conforto de utilização, o SplashCoat pro+ é indicado, sobretudo, para utilizações mais prolongadas.



EN 14126



A prueba de sangre



A prueba de virus



Cintas en la cintura  
y cuello

Fitas na cintura e pescoço




Puños tejidos a punto  
suaves y elásticos

Punhos em malha elástica  
e macia



### Composición del material

Composição do material



Permeable al aire  
Respirável

Material: Material de alta tecnología Splash+

Material: Material de alta tecnologia Splash+



EN14126

A prueba de virus

A prueba de sangre

Puños tejidos a punto

REF

422Y

Talla  
Tamanho

M

L

XL

Largo  
Comprimento

110 cm

136 cm

145 cm

Bolsillo  
Saco

10 Pce / Pz.

Caja de cartón  
Caixa de cartão

100 Pce / Pz.

Europalet  
Euro palete

3.200 Pce / Pz.



# IsoCoat Zytex® 360



La capa de protección contra infecciones IsoCoat Zytex® 360 está hecha de Zytex® de alta calidad, que ofrece protección integral contra citostáticos, sangre y virus. Diseñado para condiciones extremas que requieres las más altas exigencias de seguridad. La IsoCoat Zytex® 360 está disponible en dos tallas.

A bata de proteção contra infeções IsoCoat Zytex® 360 é feita em Zytex® de elevada qualidade - a proteção total contra citostáticos, sangue e vírus. Concebida para condições e aplicações extremas que apresentam as mais elevadas exigências a nível de segurança. O IsoCoat Zytex® 360 está disponível em dois tamanhos.



ISO6529



A prueba de sangre



A prueba de virus



Cintas en la cintura y cuello

Fitas na cintura e pescoço



Puños tejidos a punto suaves y elásticos

Punhos em malha elástica e macia



EN14126



A prueba de virus



A prueba de sangre



Puños tejidos a punto



Protección contra citostáticos




Zytex® en su

totalidad

## Composición del material

Composição do material



Material: Material de alta tecnología Zytex®

Material: Material de alta tecnologia Zytex®

Zytex® alcanza la clase de protección más alta en los estándares respectivos.

O Zytex® atinge o nível mais alto de proteção nas respetivas normas pertinentes.

REF	425	426
Talla Tamanho	Uni	Uni
Largo Comprimento	130 cm	160 cm
Bolsillo Saco	10 Pce / Pz.	
Caja de cartón Caixa de cartão	50 Pce / Pz.	
Europalet Euro palete		1.800 Pce / Pz.



# Bata de examinación de Película PE / Bata de consulta PE



La bata de examinación - PE hecha de película de PE con sistema de fácil extracción permite vestirse y desvestirse rápida y fácilmente. Barrera contra virus, bacterias y sangre sintética. Protección confiable y eficaz contra infecciones como SARM o norovirus.

A bata de consulta PE fabricada em película de polietileno com sistema easy-off para um despir rápido e fácil. Efeito de barreira contra vírus, bactérias e sangue sintético. Proteção eficaz contra infeções como MRSA ou norovírus.



EN 14126




A prueba  
de sangre



A prueba  
de virus

## Composición del material

Composição do material



Material: Película PE

Material: Película PE



Agujero para el pulgar  
Abertura para polegar



Sistema Easy-Off  
Sistema Easy-Off



Espalda descubierta  
Costas abiertas



EN14126



A prueba  
de virus



A prueba  
de sangre



Agujero para  
el pulgar

REF	621
Talla <i>Tamanho</i>	Uni
Largo <i>Comprimento</i>	120 cm
Bolsillo <i>Saco</i>	10 Pce / Pz.
Caja de cartón <i>Caixa de cartão</i>	200 Pce / Pz.
Europalet <i>Euro paleta</i>	4.000 Pce / Pz.



# Bata de Protección / Bata de proteção



**ÉXITO DE PRECIO**

## EcoCoat

La bata desechable hecha de vellón de PP está equipada con puños de goma libre de látex y cinturón de amarre. Cumple con los requerimientos HACCP. Un producto de bajo costo para uso en hospitales e industria.

*A bata descartável em não tecido PP está provida com punhos de borracha isenta de látex e cinto de amarrar. Está em conformidade com o conceito HACCP. Um produto económico para uso em hospitais e indústrias.*



## EcoCoat pro

La bata desechable hecha de vellón de PP con puños elásticos en la manga. Un producto rentable para su uso en hospitales y en la industria.

*A bata descartável em não tecido PP com punhos em malha elástica nas mangas. Um produto económico para uso em hospitais e indústrias.*



## Kimono

La bata para pacientes cómoda hecha de material no tejido suave, permeable al aire y opaco. Con tirantes en la parte delantera para facilitar el vestido. También es adecuado para sectores de belleza y bienestar, la cosmética y actividades fisioterapéuticas.

*Este quimono é produzido em não tecido macio, respirável e opaco. Com cintos de atar à frente para vestir facilmente. Também adequado para os sectores de bem-estar, cosmético e de fisioterapia.*

## ecoComfort®

REF	410		
Talla	S	M	XL
Tamanho			
Largo	115 cm	136 cm	150 cm
Comprimento			
Color			
Cor			
Bolsillo	10 Stk. / Pcs		
Saco			
Caja de cartón	100 Stk. / Pcs		
Caixa de cartão			
Europalet	3.500 Stk. / Pcs		
Euro palete			

## ecoComfort®

REF	411		
Talla	M	L	
Tamanho			
Largo	115 cm	136 cm	
Comprimento			
Bolsillo	10 Pce / Pz.		
Saco			
Caja de cartón	100 Pce / Pz.		
Caixa de cartão			
Europalet	3.500 Pce / Pz.		
Euro palete			

## ecoComfort®

REF	418		
Talla	L	XL	
Tamanho			
Largo	120 cm	140 cm	
Comprimento			
Bolsillo	10 Pce / Pz.		
Saco			
Caja de cartón	50 Pce / Pz.		
Caixa de cartão			
Europalet	1.500 Pce / Pz.		
Euro palete			



## Bata de Protección / Bata de proteção



### Bata de sala higiénica / Bata para salas limpas



La bata desechable de tela sólida no tejida disponible con puños de goma libres de látex, cuello de solapa con cierre y botones de presión. Estas batas se ajustan a los requerimientos HACCP.

A bata descartável é composta por não tecido sólido com punhos de borracha isenta de látex, gola de virados com fecho e botões de pressão. A presente capa está em conformidade com o conceito HACCP.

REF	472	
Talla	M	L
Tamanho		
Largo	100 cm	105 cm
Comprimento		
Bolsillo	5 Pce / Pz.	
Saco		
Caja de cartón	50 Pce / Pz.	
Caixa de cartão		
Euro Palette	1.200 Pce / Pz.	
Euro pallet		

LIBRE DE PELUSA



### Bata de sala higiénica Pro / Bata para salas limpas pro



La bata desechable ratificada con la norma EN 13034: tipo PB [6] e ISO 9073-10 es adecuada para salas limpias a partir de la clase 4. Compuesta de trilaminado de alta calidad (SMS), con puños elásticos y cuello camisero.

A bata descartável foi testada em conformidade com a norma EN 13034: Tipo PB [6] e ISO 9073-10 e, como tal, é adequada para salas limpas a partir da classe 4. Confeccionada em trilaminado (SMS) de elevada qualidade; com punhos elásticos e gola de virados.

REF	474	
Talla	Uni	
Tamanho		
Largo	105 cm	
Comprimento		
Bolsillo	1 Pce / Pz.	
Saco		
Caja de cartón	50 Pce / Pz.	
Caixa de cartão		
Euro Palette	1.200 Pce / Pz.	
Euro pallet		

### Bata de inspección / Bata de inspeção



Bata desechable hecha de material no tejido disponible con puños elásticos libres de látex y cierre frontal de velcro. Las batas se ajustan a los requerimientos HACCP y están disponibles en diferentes colores y tamaños.

A bata descartável em não-tecido está provida com punhos de borracha isenta de látex e fecho aderente na parte da frente. As batas estão em conformidade com o conceito HACCP e estão disponíveis em diferentes cores e tamanhos.

REF	455			
Talla	S	M	L	XL
Tamanho				
Largo	100 cm	105 cm	115 cm	125 cm
Comprimento				
Color				
Cor				
Bolsillo	10 Pce / Pz.			
Saco				
Caja de cartón	100 Pce / Pz.			
Caixa de cartão				
Europalet	3.000 Pce / Pz.			
Euro palette				

### Bata de visitante - PE / Bata de visitas PE



Bata impermeable para visitantes hecha de película de PE diseñada con botones de presión y cuello de solapa con cierre. Diseño adecuado para visitantes y para su uso en las zonas húmedas.

A bata de visitas impermeável confeccionada em película PE está apetrechada com botões de pressão e gola de virados com fecho. Apropriada para visitas e para uso em áreas molhadas.



REF	491	
Talla	Uni	
Tamanho		
Largo	125 cm	
Comprimento		
Bolsillo	10 Pce / Pz.	
Saco		
Caja de cartón	360 Pce / Pz.	
Caixa de cartão		
Euro Palette	7.200 Pce / Pz.	
Euro pallet		



## Bata de Protección / Bata de proteção

### Conjuntos de protección

### Conjuntos de proteção

Con frecuencia, un traje no es suficiente: los guantes, la protección respiratoria y otros artículos de protección son muy necesarios en la mayoría de actividades. Para garantizar su elección, DACH ofrece kits de protección listos para usar que ya incluyen todo lo necesario. Estos kits proporcionan la protección óptima para una amplia variedad de sectores. Son fáciles de guardar, rápidos de manipular y reducen el manejo logístico, por lo que pueden implementarse en emergencias.

Además de una gama estándar de conjuntos de protección, desde un simple conjunto de visita hasta el conjunto de protección contra infecciones, los conjuntos de protección DACH también se pueden combinar individualmente a pedido del usuario.

*Muitas vezes, um fato só não chega: luvas, proteção respiratória e outros artigos de proteção são também necessários em muitos trabalhos. Para facilitar a seleção, a DACH disponibiliza conjuntos de proteção prontos que já incluem tudo o que necessita. Estes conjuntos de proteção fornecem proteção ideal para uma ampla variedade de áreas. São fáceis de arrumar, rápidos de manusear e reduzem o esforço logístico, para que possam ser utilizados numa emergência.*

*A par da gama padrão composta por conjuntos de proteção, desde conjuntos simples para visitas até aos conjuntos de proteção contra infecção, os conjuntos de proteção DACH também podem ser concebidos individualmente de acordo com os requisitos do utilizador.*



Set de protección  
básico  
*Conjunto de proteção Basico*



Set de visitante  
*Conjunto para visitas*

Fabricamos conjuntos de protección completos individualmente de acuerdo a sus necesidades.

*Fabricamos conjuntos de proteção completos de modo personalizado, de acordo com suas necessidades.*



# Bata de Protección / Bata de proteção

## Sinopsis / Quadro geral

REF	Gama de producción Série de Produtos	ISO 16603, ASTM F 1670	ISO 16604, ASTM 1671	EN 14126 Annex A, EN ISO 22610	EN ISO 22612	ISO 22611	ISO 6529	ISO 9073-10	EN 13034	Talla Tamanho	Empaque Embalagem		
											Bolsillo Saco	Caja de cartón Caixa de cartão	Europalet Euro palete
421	SplashCoat +	Clase 6 Classe 6	Clase 6 Classe 6	Clase 6 Classe 6	Clase 3 Classe 3	Clase 3 Classe 3	—	—	—	Uni	10	100	3.600
422	SplashCoat pro+	Clase 6 Classe 6	Clase 6 Classe 6	Clase 6 Classe 6	Clase 3 Classe 3	Clase 3 Classe 3	—	—	—	M, L, XL	10	100	3.200
425	IsoCoat Zytex® 360	Clase 6 Classe 6	Clase 6 Classe 6	Clase 6 Classe 6	Clase 3 Classe 3	Clase 3 Classe 3	✓	—	—	Uni	10	50	1.800
426	IsoCoat Zytex® 360	Clase 6 Classe 6	Clase 6 Classe 6	Clase 6 Classe 6	Clase 3 Classe 3	Clase 3 Classe 3	✓	—	—	Uni	10	50	1.800
621	Bata de examinación de Película PE	Clase 4 Classe 4	Clase 6 Classe 6	✓	—	—	—	—	—	Uni	10	200	4.000
	Bata de consulta PE												
410	EcoCoat	—	—	—	—	—	—	—	—	M, L, XL	10	100	3.500
411	EcoCoat pro	—	—	—	—	—	—	—	—	M, L	10	100	3.500
418	Kimono	—	—	—	—	—	—	—	—	L, XL	10	50	1.500
430	Bata protectora SMS Bata de proteção SMS	—	—	—	—	—	—	—	—	M, L	10	100	3.000
431	Bata protectora SMS Pro Bata de proteção SMS pro	—	—	—	—	—	—	—	—	M, L	10	100	3.000
455	Bata de inspección Bata de inspeção	—	—	—	—	—	—	—	—	L	10	100	3.000
472	Bata de sala higiénica Bata para salas limpas	—	—	—	—	—	—	—	—	M, L	5	50	1.200
474	Bata de sala higiénica Pro Bata para salas limpas pro	—	—	—	—	—	—	✓	PB [6]	Uni	1	50	1.200
491	Bata de visitante - PE Bata de visitas PE	—	—	—	—	—	—	—	—	Uni	10	360	7.200
492	Bata de visitante con capucha Bata de visitas PE com capuz	—	—	—	—	—	—	—	—	Uni	10	360	7.200

**ISO 16603, ASTM F 1670** Resistencia a la penetración de sangre sintética.

**ISO 16604, ASTM 1671** Resistencia a la penetración de diferentes virus.

**EN 14126 Annex A, EN ISO 22610** Resistencia a la penetración de bacterias en condiciones húmedas.

**EN ISO 22612** Resistencia a la penetración de microorganismos en condiciones secas.

**ISO 22611** Resistencia a la penetración de aerosoles líquidos.

**ISO 6529** Resistencia contra la permeación de productos químicos líquidos, líquidos de prueba: citostáticos (lote K38316615).

**ISO 9073-10** Métodos de prueba para revestimientos no tejidos.

**EN 13034** Vestimenta de protección contra productos químicos líquidos.

**ISO 16603, ASTM F 1670** Resistência contra a penetração de sangue sintético.

**ISO 16604, ASTM 1671** Resistência contra a penetração de vírus.

**EN 14126 Annex A, EN ISO 22610** Resistência contra a penetração de bactérias em estado molhado.

**EN ISO 22612** Resistência contra a penetração de microrganismos em estado seco.

**ISO 22611** Resistência contra a penetração de aerossóis líquidos.

**ISO 6529** Resistência contra a permeação de produtos químicos líquidos, líquido de teste: citostáticos (lote K38316615).

**ISO 9073-10** Método de teste para não tecidos.

**EN 13034** Vestuário de proteção contra produtos químicos líquidos.

Para mayor información, la nueva Declaración de conformidad de la UE, y diferentes datos técnicos visite nuestra página web: [www.dach-germany.de/downloads](http://www.dach-germany.de/downloads)

Mais informações, a nova Declaração de Conformidade da UE e as fichas técnicas estão disponíveis na nossa Homepage: [www.dach-germany.de/downloads](http://www.dach-germany.de/downloads)



## Más productos / Outros produtos



¡Obtén la pureza, experimenta la comodidad!  
Alcançar a pureza, experimentar o conforto!



Neolution

REF	235V
Nivel de protección <i>Nível de proteção</i>	FFP2 NR D



OptiProtect

REF	265
Normativa <i>Norma</i>	EN 166:2001



Alta permeabilidad al aire  
Alta permeabilidade ao ar

Caperuza de sala higiénica  
Capuz para sala limpa

REF	180W
Rendimiento <i>Desempenho</i>	EN ISO 14644-1



GentleSafe® Nitrile EXTRA

REF	873
Talla <i>Tamanho</i>	S, M, L, XL



StandSafe

REF	976
Talla <i>Tamanho</i>	Desde talla única hasta la 46 Unj. até 46



### Diferentes guías de productos:

Outros panfletos do produto:

- » **Mascarillas de protección**  
*Máscaras de proteção*
- » **Vestuario de protección**  
*Fatos de proteção*
- » **Protección ocular y facial**  
*Proteção ocular e facial*
- » **Protección bucal y nasal**  
*Proteção da boca e do nariz*
- » **Protección integral de la cabeza**  
*Cobertura para a cabeça*
- » **Protección de manos**  
*Proteção das mãos*
- » **Kits/Sets de protección**  
*Conjuntos de proteção*
- » **Dispensadores**  
*Dispensador*



WE KEEP YOU **SAFE**<sup>®</sup>

—since 1996—

**DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG**

Rotackerstraße 21 | 76437 Rastatt | Germany

📞 + 49 7222 15989-0

📠 + 49 7222 15989-22

✉️ info@dach-germany.de

🌐 www.dach-germany.de

f t g+ in y