

|                    |                                     |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>    | OP-Mantel                           |  |
| <b>REF:</b>        | 446                                 |                                                                                     |
| <b>Hersteller:</b> | DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG |                                                                                     |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifizierung:</b>     | Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Schutzklasse:</b>        | Operationsmantel gemäß EN 13795:2011+A1:2013, Leistungsstufe Hoch - Kritischer Bereich eines Produkts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Material:</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Außenseite: Atmungsaktive, flüssigkeitsdichte Folie</li> <li>▪ Innenseite: Hautfreundlicher Vliesstoff</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Der OP-Mantel besteht aus atmungsaktivem, abriebfestem und fusselfreiem Laminat. Mit seiner Barriere bietet dieser Mantel optimalen Schutz gegen Flüssigkeiten und Infektionserreger, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen. Dieser Kittel hat seine Öffnung am Rücken. Ein Bindegürtel im Taillenbereich ermöglicht ein schnelles An- und Ausziehen. Die Ärmel können dank Daumenlöchern nicht hochrutschen und verhindern so ungeschützte Zwischenräume zwischen Ärmeln und Handschuhen. Alle verwendeten Materialien sind frei von PVC (Polyvinylchlorid), DEHP (2-ethylhexylphthalat und Naturlatex. Das Produkt ist nicht steril. |
| <b>Länge:</b>               | 130 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Farbe:</b>               | Blau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Verpackung und Varianten: | Verpackung                                                                                                                                                                                                         | Menge         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                           | Beutel                                                                                                                                                                                                             | 5 Stk.        |
|                           | Karton                                                                                                                                                                                                             | 50 Stk.       |
| <b>GTIN:</b>              | 446/B/L                                                                                                                                                                                                            | 4049825006251 |
| <b>Lagerung:</b>          | Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern (siehe Verpackung). Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt). |               |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Umweltverträglichkeit und Entsorgung:</b> | Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|