

Produkt:	Tragelaken	
Handelsmarke:	ecoComfort®	
REF:	3006	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Materialien:	▪ Zellstoff ▪ Polyethylen	
Produktbeschreibung:	Das Tragelaken besteht aus einer Kombination von absorbierendem Zellstoff und einer flüssigkeitsundurchlässigen Folie.	
Größe:	80 x 210 cm	
Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge
	Beutel	25 Stk.
	Karton	100 Stk.
GTIN:	3006	4049825003182
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)	
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.	