

Produkt:	SplashCoat EasyOff	
Handelsmarke:	SAFE®	
REF:	427	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	KAT I nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA).
Material:	Splash+
Produktbeschreibung:	Der Schutzkittel besteht aus Splash+, das einer Materialprüfung nach EN 14126 gegen die Penetration von Blut und Viren unterzogen wurde. Er ist ausgestattet mit einer Schlaufe zum Umhängen oben, zwei seitlichen Bändern zum Binden und langen Ärmeln. Die Daumenlöcher der Ärmel verhindern ein Verrutschen. Durch das Easy-Off-System wird beim Auskleiden Kontakt zwischen bloßen Händen und verschmutztem Kittel vermieden. Entspricht dem HACCP-Konzept
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.
Größe:	Länge: 120cm, Breite: 105cm
Farbe:	Gelb

Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge
	Beutel	10 Stk.
	Karton	100 Stk.
GTIN:	427	4049825004387

Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.