

Produkt:	Thermojacke	
REF:	753	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	■ Klasse I, auf Basis der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 MDR, Anhang VIII ■ Helmke Drum Test gemäß IEST-PR-CC003.4: Kategorie II Wir empfehlen den Einsatz in Reinräumen nach DIN EN ISO 14644-1: ISO Klasse 7 bis 9.		
Materialien:	■ Vliesstoff: reines Polypropylen ■ Strickbündchen: 100 % Polyester ■ Kragen: 100% Baumwolle ■ Nähgarn: 100 % Polyester ■ Druckknöpfe: Polyoxymethylen		
Produktbeschreibung:	Die Thermojacke aus robustem, fusselarmem SMS Trilaminat kann als wärmende Jacke überall da eingesetzt werden, wo wegen erhöhter Hygieneanforderungen keine eigenen Kleidungsstücke verwendet werden dürfen. Das wärmende Material ist atmungsaktiv und Flüssigkeitsabweisend. Eine antistatische Behandlung verhindert, dass die Jacke am Körper "klebt". Lange Ärmel mit Strickbund und der weiche Strickkragen am Hals bieten einen hohen Tragekomfort. Die Jacke verfügt über drei Taschen. Das Produkt ist nicht steril.		
Maße:	Größe S: Länge: 64 cm, Breite: 48 cm Größe M: Länge: 72 cm, Breite: 55 cm Größe L: Länge: 80 cm, Breite: 62 cm Größe XL: Länge: 88 cm, Breite: 69 cm Größe XXL: Länge: 96 cm, Breite: 76 cm Größe XXXL: Länge: 104 cm, Breite: 83 cm Die Dimensionen unterliegen einer Toleranz von +/- 2 cm.		
Farbe:	Blau, Grün		
Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge	
	Beutel	10 Stk.	
	Karton	50 Stk.	
GTIN	REF	Primärverpackung (Beutel)	Sekundärverpackung (Karton)
	753/B/S	4049825008828	4049825508816

	753/B/M	4049825008835	4049825508823
	753/B/L	4049825008842	4049825508830
	753/B/XL	4049825008859	4049825508847
	753/B/XXL	4049825008866	4049825508854
	753/B/XXXL	4049825008873	4049825508861
	753/G/S	4049825008880	4049825508878
	753/G/M	4049825008897	4049825508885
	753/G/L	4049825008903	4049825508892
	753/G/XL	4049825008910	4049825508908
	753/G/XXL	4049825008927	4049825508915
	753/G/XXXL	4049825008934	4049825508922
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)		
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.		