

Produkt:	OP-Mantel Easy	
Handelsmarke:	SAFE®	
REF:	443	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	KAT I nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte.	
Schutzklasse:	DIN EN 13795:2011+A1:2013 Standard Performance	
Materialien:	▪ Mantel: SMS ▪ Außenseite: Flüssigkeitsabweisender Vliesstoff ▪ Innenseite: Hautfreundlicher Vliesstoff ▪ Filterschicht: Mikrofaservlies ▪ Strickbündchen: 100 % Polyester	
	Frei von PVC (polyvinyl chloride), DEHP(2-ethylhexylphthalat), Latex Dieses Produkt ist nicht steril.	
Größe:	Länge: 43 cm, Breite: 20 cm.	
Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge
	Beutel	5 Stk.
	Karton	50 Stk.
GTIN:	443/G/L	4049825003489
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)	
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.	