

Produkt:	Barett	
Handelsmarke:	SAFE®	
REF:	115	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	KAT I nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte; UMDNS Code: 15-223.	
Materialien:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Haube: reines Polypropylen ▪ Gummizug: latexfreies, synthetisches Elastomer ▪ Nähgarn: 100 % Polyester 	
Produktbeschreibung:	Die Haube besteht aus weichem Vliesstoff in Barettform, den äußeren Abschluss der Haube bildet ein mit einer Overlock-Naht eingefasster Gummizug. Entspricht dem HACCP Konzept.	
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.	
Größe:	61 cm	
Farben:	Blau, Weiß, Grün	
Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge
	Spenderbox	200 Stk.
	Karton	1.000 Stk.
GTIN:	115B	4049825000365
	115W	4049825000389
	115G	4049825000372
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)	
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.	