

|                      |                                     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>      | Barett                              |  |
| <b>Handelsmarke:</b> | SAFE®                               |                                                                                     |
| <b>REF:</b>          | 114                                 |                                                                                     |
| <b>Hersteller:</b>   | DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG |                                                                                     |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Klassifizierung:</b>                 | KAT I nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA).<br>Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte; UMDNS Code: 15-223.                                                                |               |
| <b>Materialien:</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Haube: reines Polypropylen</li> <li>▪ Gummizug: latexfreies, synthetisches Elastomer</li> <li>▪ Nähgarn: 100 % Polyester</li> </ul>                                                      |               |
| <b>Produktbeschreibung:</b>             | Die Haube besteht aus weichem Vliesstoff in Barettform, den äußeren Abschluss der Haube bildet ein mit einer Overlock-Naht eingefasster Gummizug.<br>Entspricht dem HACCP Konzept.                                                |               |
| <b>Dermatologische Verträglichkeit:</b> | Keine Intoleranzreaktionen.                                                                                                                                                                                                       |               |
| <b>Größe:</b>                           | 61 cm                                                                                                                                                                                                                             |               |
| <b>Farben:</b>                          | Blau, Weiß, Grün                                                                                                                                                                                                                  |               |
| <b>Verpackung und Varianten:</b>        | <b>Verpackung</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Menge</b>  |
|                                         | Beutel                                                                                                                                                                                                                            | 100 Stk.      |
|                                         | Karton                                                                                                                                                                                                                            | 1.000 Stk.    |
| <b>GTIN:</b>                            | 114B                                                                                                                                                                                                                              | 4049825000396 |
|                                         | 114W                                                                                                                                                                                                                              | 4049825000419 |
|                                         | 114G                                                                                                                                                                                                                              | 4049825000402 |
| <b>Lagerung:</b>                        | <p>Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung)</p> <p>Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)</p> |               |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Umweltverträglichkeit und Entsorgung:</b> | <p>Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen.</p> <p>Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.</p> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|