

Produkt:	Sommerdecke	
Handelsmarke:	ecoComfort®	
REF:	3103	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	Klasse I der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte; UMDNS Code: 10-415	
Materialien:	Vliesstoff & Füllung: Polyesterwatte	
Produktbeschreibung:	Das Tragelaken besteht aus einer Kombination von absorbierendem Zellstoff und einer flüssigkeitsundurchlässigen Folie. Die 48-fache Fadenverstärkung garantiert eine extra hohe Reißfestigkeit.	
Anforderungen:	Die Herstellung entspricht den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte und der Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 13485 und ISO 9001.	
Größe:	110 x 190 cm	
Farbe:	Blau	
Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge
	Polybeutel	1 Stk.
	Versandkarton	50 Stk.
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)	
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.	