

Produkt:	ClipCap	
Handelsmarke:	ecoComfort®	
REF:	101	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	KAT I nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte; UMDNS Code: 15-223.	
Materialien:	▪ Vliesstoff: reines Polypropylen ▪ Gummizug: synthetisches Elastomer, frei von Naturlatex	
Produktbeschreibung:	Die Haube besteht aus weichem Vliesstoff, die zu einem Streifen zusammengerafft wurde. Durch Auseinanderziehen des zusammengerafften Teils entsteht eine runde Haube. Der äußere Abschluss ist mit einem eingeschweißten Gummizug versehen. Entspricht dem HACCP Konzept.	
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.	
Farben:	Blau, Weiß	
Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge
	Beutel	100 Stk.
	Karton	1.000 Stk.
GTIN:	101B	4049825002352
	101W	4049825001621
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)	
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.	