

Produkt:	MediClassic MediClassic	
Handelsmarke:	SAFE®	
REF:	2111G	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	Klasse I, auf Basis der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 MDR, Anhang VIII; UMDNS Code: 12-458
Schutzklasse:	Typ IIR (flüssigkeitsresistent), geprüft nach EN 14683:2019 für medizinische Gesichtsmasken.
Materialien:	▪ Außenseite: flüssigkeitsabweisendes Polypropylenvlies ▪ Innenseite: hautfreundliches, hypoallergenes Polypropylenvlies ▪ Filtermedium: Mikrofaser aus Polypropylen ▪ Bänder: hautfreundliches, hypoallergenes Polypropylenvlies ▪ Nasenbügel: PE ummantelter Draht ▪ Schild: beschlagfrei mit Seitenklappen, Sicht wird nicht verzerrt
Produktbeschreibung:	Latexfreie, hochwertige, anatomisch geformte, 4-lagige Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel, die Innen- und Außenseite bestehen aus physiologisch unbedenklichem weichmacherfreiem Polypropylenvlies. Das Filtermedium besteht aus speziellem Mikrofaser vlies ultraschallverschweißt. Das nicht reflektierende, beschlagfreie Augenschild schützt auch bei flüssigkeitsintensiven Eingriffen zuverlässig vor Spritzern. Mit Seitenschutz. Frei von Latex und Phthalaten.

Produktleistungen:	<i>Produktperformance nach EN 14683:2019+AC:2019</i>			
	Prüfung	Leistungsklasse	Anforderung	Testresultat
	Bakterielle Filterleistung (BFE), (%)	Typ IIR	≥ 98	99,9
	Druckdifferenz (Pa/cm²)		< 60	55
	Druck des Spritzwiderstandes (kPa)		≥ 16,0	16

	Mikrobiologische Reinheit (CFU/g)		≤ 30	≤ 19,4
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Kontraindikationen			
Größe:	18 x 9,5/19 cm			
Farbe:	Grün			
Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge		
	Spenderbox	25 Stk.		
	Karton	400 Stk.		
GTIN:	2111G	4049825000181		
Anwendung:	Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen, geruchlos und eignen sich für medizinische Zwecke. Entsprechen der biologischen Kompatibilität ISO 10993. Die Maske wird von medizinischem Fachpersonal im Umfeld des Patienten getragen, um den Patienten zu schützen.			
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)			
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.			
Hinweis:	Nicht steril. 			