

Produkt:	Tragelaken	
Handelsmarke:	ecoComfort®	
REF:	3002	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Materialien:	▪ Grundmaterial: Polypropylen ▪ Beschichtung: Polyethylen
Produktbeschreibung:	Dieses Einweglaken bietet einen wirtschaftlichen und hygienischen Schutz für Krankentransporte, Alten- und Krankenpflege, sowie Arztpraxen. Es besteht aus weichem hautsympathischen Vliesstoff und ist flüssigkeitsdicht beschichtet. Optimal geeignet für die Umbettung von Patienten. Kein Krankentransportmittel nach DIN EN 1865.
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.
Größe:	156 x 230 cm
Farbe:	Weiß

Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge
	Beutel	10 Stk.
	Karton	40 Stk.
GTIN:	3002	4049825003175
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)	
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.	