

Produkt:	Schutzset Pandemie Basic	
REF:	9008	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Produktbeschreibung:	<p>Diese Zusammenstellung an Persönlicher Schutzausrüstung bietet größten Schutz im Umgang mit Infektionserregern.</p> <p>Es enthält alle notwendigen Bestandteile für Ihren Schutz vor pandemischen Viren, die durch Tröpfcheninfektion übertragbar sind und wenn mit geringen Mengen infizierter Flüssigkeiten gerechnet werden muss.</p> <p>Dieses Minimum an PSA ist für den Einsatz in Umgebungen, die bereits auf die Einhaltung der Hygienevorschriften vorbereitet sind und bei denen Desinfektionsstationen und ein Entsorgungssystem für gefährlichen biologischen Abfall bereits vorhanden sind.</p>	
Bestandteile:	1 Schutzkittel:	<p>Hoher Schutz gegen Flüssigkeiten. Material getestet nach EN 14126 gegen Infektionserreger. Mit Strickbündchen für einen sicheren Sitz von Handschuhen.</p> 
	1 Atemschutzmaske:	<p>PSA Kat. III. Atemschutzmaske der höchsten Schutzstufe FFP3 nach EN 149:2001+A1:2009. Bietet zuverlässigen Schutz vor luftgetragenen Infektionserregern.</p>
	1 Paar Nitril-Untersuchungshandschuhe:	<p>PSA Kat. III. Geprüft nach EN 455 und geeignet für medizinische Anwendung. Bietet gemäß EN 374 größten Schutz gegen biologische Gefahren. Aus puderfreiem Nitril.</p>
	1 Gesichtsschild:	<p>PSA Kat. II. Einweg-Gesichtsschild schützt den Träger vor Spritzern von Flüssigkeiten. Geprüft nach EN 166.</p>

Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge
	Beutel	1 Stk.
	Karton	25 Stk.
GTIN:	9008	4049825001485

Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern (siehe Verpackung). Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 3 Jahren (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt).
Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.
Warnhinweise:	Lesen Sie vor der Benutzung des Sets die innenliegenden Gebrauchsanleitungen der jeweiligen Bestandteile.