

Produkt:	MediCap AstroEco	
Handelsmarke:	SAFE®	
REF:	122G	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	Klasse I der Richtlinie EU 2017/745 über Medizinprodukte; UMDNS Code: 15-223.	
Materialien:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Haube: reiner Polypropylen Vliesstoff, antistatisch behandelt ▪ Gummizug: latexfreies, synthetisches Elastomer ▪ Nähgarn: 100 % Polyester 	
Produktbeschreibung:	<p>Die Haube in Astronauten-Form besteht aus einem Kopfberteil und einem Rundum-Teil. Die beiden Teile werden mit einer Overlock-Naht zusammengefasst.</p> <p>Das Rundum-Teil ist auch zum Binden verwendbar.</p> <p>Die Stirnseite der Haube ist mit einem mehrlagigen, saugfähigen Schweißband versehen.</p>	
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.	
Farbe:	Grün	
Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge
	Beutel	100 Stk.
	Karton	1.000 Stk.
GTIN:	122G	4049825000464
Lagerung:	<p>Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung)</p> <p>Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)</p>	
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	<p>Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen.</p> <p>Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.</p>	