

<b>Produkt:</b>	MediCap AstroEco, mit Schweißband	
<b>Handelsmarke:</b>	SAFE®	
<b>REF:</b>	122G	
<b>Hersteller:</b>	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

<b>Klassifizierung:</b>	Klasse I der Richtlinie EU 2017/745 über Medizinprodukte; UMDNS Code: 15-223.	
<b>Materialien:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Haube: reiner Polypropylen Vliesstoff, antistatisch behandelt</li> <li>▪ Gummizug: latexfreies, synthetisches Elastomer</li> <li>▪ Nähgarn: 100 % Polyester</li> </ul>	
<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>Die Haube in Astronauten-Form besteht aus einem Kopfberteil und einem Rundum-Teil. Die beiden Teile werden mit einer Overlock-Naht zusammengefasst.</p> <p>Das Rundum-Teil ist auch zum Binden verwendbar.</p> <p>Die Stirnseite der Haube ist mit einem mehrlagigen, saugfähigen Schweißband versehen.</p>	
<b>Dermatologische Verträglichkeit:</b>	Keine Intoleranzreaktionen.	
<b>Farbe:</b>	Grün	
<b>Verpackung und Varianten:</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Menge</b>
	Beutel	100 Stk.
	Karton	1.000 Stk.
<b>GTIN:</b>	122G	4049825000464
<b>Lagerung:</b>	<p>Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung)</p> <p>Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)</p>	
<b>Umweltverträglichkeit und Entsorgung:</b>	<p>Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen.</p> <p>Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.</p>	