




# SCHUTZKITTEL PROTECTIVE GOWNS

[www.dach-germany.de](http://www.dach-germany.de)



WE KEEP YOU **SAFE**<sup>®</sup>  
—since 1996—



## Schutzkittel / Protective Gowns

### Richtig gekleidet und gut geschützt

*Safely dressed and well protected*

Das Bewusstsein der Notwendigkeit von Arbeitsschutz hat sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt. Neben betriebs- und volkswirtschaftlichen Gründen spricht heute auch eine ethische und moralische Verpflichtung für gesetzliche Regelungen und Investitionen in Arbeitsschutzmaßnahmen.

Aufgrund der Heterogenität der Mikroorganismen ist es nicht möglich vorherzusagen, welchen Organismen die Beschäftigten im Einzelnen ausgesetzt sind und in welche Risikogruppe diese gehören. Daher definiert die Europäische Norm EN 14126 spezielle Anforderungen an Materialien von Schutzkleidung gegen infektiöse Agenzen. Deren Hauptaufgaben sind, die Haut des Trägers vor einem möglichen Kontakt mit Infektionserregern zu schützen und eine Keimverbreitung zu verhindern.

**EN 14126:2004** – Diese europäische Norm definiert Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Schutzbekleidung gegen Infektionserreger. Festgelegt sind u.a. die Widerstandsfähigkeit gegen synthetisches Blut, kontaminierte Feststoffteilchen, Aerosole und Viren. Dank den High-Tech-Materialien Splash+ und Zytex® von DACH Schutzbekleidung sind Sie mit der neuen Generation der Schutzkittel selbst bei extremen Einsatzbedingungen bestens geschützt.


Alle unsere Schutzkittel sind unter Einhaltung der Europäischen Normen und Verordnungen hergestellt und haben einen großzügigen Schnitt – exzellente Bewegungsfreiheit ist garantiert.

*In recent years, awareness of the need to ensure proper working protection has risen tremendously. Not only economic and social motivations, but also ethical and moral responsibility have motivated the establishment of legal regulations and financial investments in occupational safety.*

*The heterogeneity of microorganisms makes it impossible to predict the exposure and risk group to which staff will be subjected. The European standard EN 14126 therefore defines special protective requirements for protective gown materials against infectious agents. The main purpose of such protective clothing is to prohibit the contact of infectious agents with the user skin and to prevent the spread of germs.*

**EN 14126:2004** – This european standard defines performance requirements and test methods for protective clothing against infectious agents. Resistance to synthetic blood, contaminated solids particles, aerosols, and viruses are standard requirements, amongst others. As a result of the high-tech Splash+ and Zytex® materials developed by DACH, you will be fully protected when wearing our new generation of protection gowns, even under extreme conditions.

All of our gowns are manufactured according to European standards and regulations, and have a comfortable cut – guaranteeing excellent freedom of movement and protection.





## SplashCoat+

Der SplashCoat+ schützt Sie effektiv vor Infektionen wie MRSA und Norovirus. Die Vorderseite und Ärmel bestehen aus blut- und virendichtem Splash+, die Rückseite aus luftdurchlässigem Vliesstoff. Dieser Schutzkittel eignet sich besonders für den Einsatz im Nassbereich in Medizin und Industrie.

*The SplashCoat+ protects against infections such as MRSA and Norovirus. The front and sleeves are made of blood- and virus-proof Splash+, the back is made of very breathable nonwoven. This coat is particularly suitable for the use in wet areas of the medical and industrial sector.*



EN 14126




Blutdicht



Virendicht

### Materialaufbau

### Material Structure



Material: High-Tech-Material Splash+

Material: High-tech-material Splash+



Armgummi  
Elastic cuffs



Bänder an Taille und Nacken  
Tie straps around the  
waist and neck



REF	421Y	421B
Größe Size	Uni	Uni
Länge Length	136 cm	136 cm
Beutel Bag	10 Stk. / Pcs	
Karton Carton		100 Stk. / Pcs
Euro Palette Euro pallet	3.600 Stk. / Pcs	



## SplashCoat pro+



EN 14126

Blutdicht

Virendicht

Der SplashCoat pro+ schützt Sie effektiv vor Infektionen. Die Vorderseite und Ärmel bestehen aus blut- und virendichtem Splash+, die Rückseite aus luftdurchlässigem Vliesstoff.

Der SplashCoat pro+ eignet sich durch die besondere Atmungsaktivität und den erhöhten Tragekomfort besonders für Langzeiteinsätze.

*The SplashCoat pro+ effectively protects against infections. Like with the SplashCoat+, the front and sleeves are made of blood- and virus-proof Splash+, while the back is made of very breathable nonwoven. Due to its excellent breathability and high wearing comfort, this coat is particularly suited for long-term use.*



Bänder an Taille und Nacken  
Tie straps around the waist and neck




Weiche und elastische Strickbündchen  
Soft and elastic knitted cuffs



### Materialaufbau

Material Structure



Luftdurchlässig  
Air-permeable

Material: High-Tech-Material Splash+  
Material: High-tech-material Splash+



EN 14126 Virendicht Blutdicht Strickbündchen

REF	422Y		
Größe Size	M	L	XL
Länge Length	110 cm	136 cm	145 cm
Beutel Bag	10 Stk. / Pcs		
Karton Carton	100 Stk. / Pcs		
Euro Palette Euro pallet	3.200 Stk. / Pcs		



# IsoCoat Zytex® 360



Der IsoCoat Zytex® 360 Infektionsschutzkittel ist aus hochwertigem Zytex® – der Rundumschutz gegen Zytostatika, Blut und Viren. Geschaffen für extreme Bedingungen und Einsätze, die höchste Anforderungen an die Sicherheit stellen. Der IsoCoat Zytex® 360 ist in zwei Größen verfügbar.

Made of fully coated Zytex® 360, this gown offers highest protection against cytostatic drugs, blood, and viruses. Especially suitable for extreme conditions which require highest protection. The IsoCoat Zytex® 360 is available in two sizes.



ISO6529



Blutdicht



Virendicht




Bänder an Taille und Nacken  
Tie straps around the waist and neck



Weiche und elastische Strickbündchen  
Soft and elastic knitted cuffs



**Materialaufbau**  
*Material Structure*



**Material:** High-Tech-Material Zytex®  
**Material:** High-tech-material Zytex®



Zytex® erreicht in den einschlägigen Normen jeweils die höchste Schutzklasse.

Zytex® meets the highest protection class according to the corresponding regulatory standards.

REF	425	426
Größe Size	Uni	Uni
Länge Length	130 cm	160 cm
Beutel Bag	10 Stk. / Pcs	
Karton Carton	50 Stk. / Pcs	
Euro Palette Euro pallet	1.800 Stk. / Pcs	



# PE-Untersuchungskittel / PE Examination Gown



EN 14126



Blutdicht




Viridicht

Der Untersuchungskittel aus PE-Folie mit Easy-Off-System zur schnellen und einfachen Entkleidung. Barrierewirkung gegen Viren, Bakterien und synthetisches Blut. Zuverlässiger Schutz vor Infektionen wie MRSA oder Noroviren.

*This Examination Gown is made of PE-film with Easy-Off-System to allow simply dressing and undressing. Barrier effect against viruses, bacteria, and synthetic blood. Secure protection against infections like MRSA or Norovirus.*

## Materialaufbau

*Material Structure*



Material: PE-Folie

*Material: PE-film*



EN14126

Viridicht

Blutdicht

Daumenloch



Daumenloch  
*Thumbhole*



Easy-Off-System  
*Easy-Off-System*



Offener Rücken  
*Open back*

REF	621
Größe Size	Uni
Länge Length	120 cm
Beutel Bag	10 Stk. / Pcs
Karton Carton	200 Stk. / Pcs
Euro Palette Euro pallet	4.000 Stk. / Pcs



# Schutzkittel / Protective Gowns



PREISHIT



## EcoCoat

Der Einwegkittel aus PP-Vlies ist mit latexfreien Gummibündchen und Bindegürtel ausgestattet. Er entspricht dem HACCP-Konzept. Ein preiswertes Produkt für den Einsatz im Krankenhaus und in der Industrie.

*Disposable gown made of soft nonwoven, with latex-free elastic sleeve straps and belt. Compliant to the HACCP-concept, this gown is universally applicable. An inexpensive product to be used in hospitals and in industry.*

## ecoComfort®

REF	410		
Größe Size	M	L	XL
Länge Length	115 cm	136 cm	150 cm
Farbe Color			
Beutel Bag	10 Stk. / Pcs		
Karton Carton	100 Stk. / Pcs		
Euro Palette Euro pallet	3.500 Stk. / Pcs		

## EcoCoat pro

Der Einwegkittel aus PP-Vlies mit elastischen Strickbündchen am Ärmel. Ein kostengünstiges Produkt für den Einsatz im Krankenhaus und in der Industrie.

*Disposable gown made of soft nonwoven, with comfortable knitted cuffs and belt. An inexpensive product for the use in hospitals and in industry.*

## ecoComfort®

REF	411		
Größe Size	M	L	
Länge Length	115 cm	136 cm	
Beutel Bag	10 Stk. / Pcs		
Karton Carton	100 Stk. / Pcs		
Euro Palette Euro pallet	3.500 Stk. / Pcs		

## Kimono



Der komfortable Patientenkittel aus weichem, luftdurchlässigem und blickdichtem Vliesstoff. Mit Bindebändern vorne für einfaches Ankleiden. Auch geeignet für Wellness, Kosmetik und physiotherapeutische Anwendungen.

*This comfy kimono is made of soft, breathable, and opaque nonwoven. With tie belts in the front for easy dressing. Also suitable for the wellness, cosmetic, and physiotherapy sector.*

## ecoComfort®

REF	418		
Größe Size	L	XL	
Länge Length	120 cm	140 cm	
Beutel Bag	10 Stk. / Pcs		
Karton Carton	50 Stk. / Pcs		
Euro Palette Euro pallet	1.500 Stk. / Pcs		



## Schutzkittel / Protective Gowns



### Reinraumkittel / Cleanroom Gown

Der Einwegkittel besteht aus festem Vliesstoff mit latexfreien Gummibündchen, verschließbarem Reverskragen und Druckknöpfen. Dieser Kittel entspricht dem HACCP-Konzept.

*Disposable gown made of nonwoven with latex-free wristbands, press studs, and button-up lapel collar. This gown is compliant with the HACCP concept.*



REF	472	
Größe Size	M	L
Länge Length	100 cm	105 cm
Beutel Bag	5 Stk. / Pcs	
Karton Carton	50 Stk. / Pcs	
Euro Palette Euro pallet	1.200 Stk. / Pcs	

FUSSELFREI



### Reinraumkittel pro / Cleanroom Gown pro

Der Einwegkittel ist geprüft nach EN 13034: Typ PB [6] und ISO 9073-10 und somit geeignet für Reinräume ab Klasse 4. Er besteht aus hochwertigem Trilaminat (SMS); mit Gummibündchen und Reverskragen.

*Disposable gown is tested in accordance with EN 13034: Type PB [6] and ISO 9073 for clean rooms class 4 or up. Made of high-quality trilamine (SMS); with wristbands and press studs in the front.*



REF	474	
Größe Size	Uni	
Länge Length	105 cm	
Beutel Bag	1 Stk. / Pcs	
Karton Carton	50 Stk. / Pcs	
Euro Palette Euro pallet	1.200 Stk. / Pcs	



### Inspektionkittel / Inspection Gown

Der Einwegkittel aus Vliesstoff ist mit latexfreien Gummibündchen und Klettverschluss vorne. Die Kittel entsprechen dem HACCP-Konzept und sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich.

*Disposable gown made of nonwoven with latex-free wristbands and velcro fastening at the front. This gown is compliant to the HACCP-concept and available in various colors and sizes.*



REF	455			
Größe Size	S	M	L	XL
Länge Length	100 cm	105 cm	115 cm	125 cm
Farbe Color				
Beutel Bag	10 Stk. / Pcs			
Karton Carton	100 Stk. / Pcs			
Euro Palette Euro pallet	3.000 Stk. / Pcs			



### PE-Besucherkittel / PE Visitor Gown

Der wasserdichte Besucherkittel aus PE-Folie ist mit Druckknöpfen und verschließbarem Reverskragen ausgestattet. Geeignet für Besucher und für den Einsatz im Nassbereich.

*Watertight visitor's gown made of PE-film with press studs and button-up lapel collar. To be used in wet areas and suitable for visitors.*



REF	491	
Größe Size	Uni	
Länge Length	125 cm	
Beutel Bag	10 Stk. / Pcs	
Karton Carton	360 Stk. / Pcs	
Euro Palette Euro pallet	7.200 Stk. / Pcs	



## Schutzsets / Protection Kits

### Schutzsets

### Protection Kits

Oft reicht ein Anzug nicht aus: Handschuhe, Atemschutz und andere Schutzartikel sind bei vielen Einsätzen ebenso notwendig. Um die Auswahl zu erleichtern, bietet DACH Schutzbekleidung vorgefertigte Schutzsets, in denen bereits alles Notwendige inbegriffen ist. Diese Schutzsets bieten optimalen Schutz für verschiedenste Bereiche. Sie sind leicht zu verstauen, schnell zu handhaben, und reduzieren den logistischen Aufwand, sodass sie im Notfall direkt eingesetzt werden können.

Neben einem Standardprogramm an Schutzsets, vom einfachen Besucherset bis zum Infektionsschutzset, können DACH Schutzsets auch individuell nach den Anforderungen des Anwenders zusammengestellt werden.

*Sometimes, a coverall is not enough: gloves, respirators, and other protective equipment are often required as well. To facilitate the choice, DACH Schutzbekleidung provides prepackaged protection kits, which include everything necessary. These different kits provide perfect protection for various applications. They are easy to store, quick to put on, and reduce the logistical effort significantly. In an emergency, these kits allow to react immediately. Apart from the standard program of protection kits, including basic visitor variants to more complex ones like infection protection, DACH also offers to put together individual kits for its customers in accordance with their specific requirements and needs.*



**Wir fertigen komplette Schutzsets individuell nach Ihrem Bedarf.**

*We produce complete protection kits according to your individual requirements.*



# Schutzkittel / Protective Gowns

## Übersicht / Overview

REF	Produktserie Product line	ISO 16603, ASTM F 1670	ISO 16604, ASTM 1671	EN 14126 Annex A, EN ISO 22610	EN ISO 22612	ISO 22611	ISO 6529	ISO 9073-10	EN 13034	Größe Size	Verpackung Packaging			
											Beutel Bag	Karton Carton	Euro Palette Euro pallet	
421	SplashCoat +	Klasse 6 Class 6	Klasse 6 Class 6	Klasse 6 Class 6	Klasse 3 Class 3	Klasse 3 Class 3	–	–	–	Uni	10	100	3.600	
422	SplashCoat pro+	Klasse 6 Class 6	Klasse 6 Class 6	Klasse 6 Class 6	Klasse 3 Class 3	Klasse 3 Class 3	–	–	–	M, L, XL	10	100	3.200	
425	IsoCoat Zytex® 360	Klasse 6 Class 6	Klasse 6 Class 6	Klasse 6 Class 6	Klasse 3 Class 3	Klasse 3 Class 3	✓	–	–	Uni	10	50	1.800	
426	IsoCoat Zytex® 360	Klasse 6 Class 6	Klasse 6 Class 6	Klasse 6 Class 6	Klasse 3 Class 3	Klasse 3 Class 3	✓	–	–	Uni	10	50	1.800	
621	PE-Untersuchungsmantel PE Examination Gown	Klasse 4 Class 4	Klasse 6 Class 6	✓	–	–	–	–	–	Uni	10	200	4.000	
410	EcoCoat	–	–	–	–	–	–	–	–	M, L, XL	10	100	3.500	
411	EcoCoat pro	–	–	–	–	–	–	–	–	M, L	10	100	3.500	
418	Kimono	–	–	–	–	–	–	–	–	L, XL	10	50	1.500	
430	SMS Schutzkittel SMS Visitor Gown	–	–	–	–	–	–	–	–	M, L	10	100	3.000	
431	SMS Schutzkittel pro SMS Visitor Gown pro	–	–	–	–	–	–	–	–	M, L	10	100	3.000	
455	Inspektionskittel Inspection Gown	–	–	–	–	–	–	–	–	L	10	100	3.000	
472	Reinraumkittel Cleanroom Gown	–	–	–	–	–	–	–	–	M, L	5	50	1.200	
474	Reinraumkittel pro Cleanroom Gown pro	–	–	–	–	–	–	–	✓	PB [6]	Uni	1	50	1.200
491	PE-Besucherkittel PE-Visitor Gown	–	–	–	–	–	–	–	–	Uni	10	360	7.200	
492	PE-Besucherkittel mit Kapuze PE-Visitor Gown with hood	–	–	–	–	–	–	–	–	Uni	10	360	7.200	

<b>ISO 16603, ASTM F 1670</b>	Widerstand gegen die Penetration mit synthetischem Blut.	<b>ISO 16603, ASTM F 1670</b>	Resistance to penetration by synthetic blood.
<b>ISO 16604, ASTM 1671</b>	Widerstand gegen die Penetration mit Viren.	<b>ISO 16604, ASTM 1671</b>	Resistance to viral penetration.
<b>EN 14126 Annex A, EN ISO 22610</b>	Widerstand gegen die Penetration von Bakterien im nassen Zustand.	<b>EN 14126 Annex A, EN ISO 22610</b>	Resistance to wet bacterial penetration.
<b>EN ISO 22612</b>	Widerstand gegen die Penetration von Mikroorganismen im trockenen Zustand.	<b>EN ISO 22612</b>	Resistance to dry microbial penetration.
<b>ISO 22611</b>	Widerstand gegen die Penetration mit flüssigen Aerosolen.	<b>ISO 22611</b>	Resistance to penetration by contaminated liquid aerosols.
<b>ISO 6529</b>	Widerstand gegen die Permeation von flüssigen Chemikalien, Test Flüssigkeit: Zytostatika (batch K38316615).	<b>ISO 6529</b>	Resistance to permeation by liquid chemicals, Test liquid: cytostatic (batch K38316615).
<b>ISO 9073-10</b>	Prüfverfahren für Vliesstoffe.	<b>ISO 9073-10</b>	Test method for nonwovens.
<b>EN 13034</b>	Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien.	<b>EN 13034</b>	Protective clothing against liquid chemicals.

Weitere Informationen, die neue EU-Konformitätserklärung und die technischen Datenblätter finden Sie auf unserer Homepage: [www.dach-germany.de/downloads](http://www.dach-germany.de/downloads)

More information, EU declaration of conformity and the technical data sheets can be found on our website: [www.dach-germany.de/downloads](http://www.dach-germany.de/downloads)



**Reinheit erreichen, Komfort erleben!**  
Achieving purity, experiencing comfort!



Neolution

REF	235V
Schutzstufe <i>Protection Level</i>	FFP2 NR D



OptiProtect

REF	265
Norm <i>Standard</i>	EN 166:2001



Hohe Luftdurchlässigkeit  
High air permeability

Reinraumkapuze  
Cleanroom Hood

REF	180W
Leistung <i>Performance</i>	EN ISO 14644-1



GentleSafe® Nitrile EXTRA

REF	873
Größe <i>Size</i>	S, M, L, XL



StandSafe

REF	976
Größe <i>Size</i>	Uni. bis 46 one Size (max 46)



## Weitere Produktflyer:

*More product flyers:*

- » Atemschutzmasken  
*Respirators*
- » Schutanzüge  
*Protective Coveralls*
- » Augen- & Gesichtsschutz  
*Eye- & Face Protection*
- » Mund- & Nasenschutz  
*Mouth & Nose Protection*
- » Kopfbedeckung  
*Headgear*
- » Körperschutz  
*Protective Clothing*
- » Handschutz  
*Hand Protection*
- » Schutzsets  
*Protection kits*
- » Spender  
*Dispensers*



WE KEEP YOU **SAFE**<sup>®</sup>

—since 1996—

**DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG**

Rotackerstraße 21 | 76437 Rastatt | Germany

📞 + 49 7222 15989-0

📠 + 49 7222 15989-22

✉️ info@dach-germany.de

🌐 www.dach-germany.de

f t g+ in y