

|                      |                                     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>      | MediPro Loop                        |  |
| <b>Handelsmarke:</b> | SAFE®                               |                                                                                     |
| <b>REF:</b>          | 2108                                |                                                                                     |
| <b>Hersteller:</b>   | DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG |                                                                                     |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifizierung:</b>     | Klasse I, auf Basis der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 MDR, Anhang VIII; UMDNS Code: 12-458.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Leistungsklasse:</b>     | Typ IIR (flüssigkeitsresistent), geprüft nach EN 14683:2019 für medizinische Gesichtsmasken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Materialien:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Außenseite: flüssigkeitsabweisendes Polypropylenvlies</li> <li>▪ Innenseite: besonders glattes und hautfreundliches Polypropylenvlies</li> <li>▪ Filtermedium: Mikrofaser aus Polypropylen</li> <li>▪ Ohrenschlaufen: weiches, textiles Gummiband, frei von Naturlatex</li> <li>▪ Nasenbügel: Metalldraht, mit Kunststoff ummantelt</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| <b>Produktbeschreibung:</b> | <p>Latexfreie, hypoallergene, hochwertige, anatomisch geformte Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel.</p> <p>Das neu entwickelte hautfreundliche Innenvlies fusselt nicht und garantiert kombiniert mit besonders flauschigen Ohrenschlaufen einen hohen Tragekomfort.</p> <p>Das Filtermedium besteht aus speziellem Mikrofaser vlies, das eine effiziente Barriere gegenüber Bakterien darstellt.</p> <p>Die gesamte Maske ist nach modernster Technik per Ultraschall verschweißt.</p> <p>Entspricht dem HACCP Konzept.</p> |

| Produktleistungen: | Produktperformance nach EN 14683:2019+AC:2019 |                 |             |              |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
|                    | Prüfung                                       | Leistungsklasse | Anforderung | Testresultat |
|                    | Bakterielle Filterleistung (BFE), (%)         | Typ IIR         | ≥ 98        | 99,9         |
|                    | Druckdifferenz (Pa/cm²)                       |                 | < 60        | 24           |
|                    | Druck des Spritzwiderstandes (kPa)            |                 | ≥ 16,0      | 16,0         |
|                    | Mikrobiologische Reinheit (CFU/g)             |                 | ≤ 30        | ≤ 3          |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Farben:</b>                               | Grün, Blau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Dermatologische Verträglichkeit:</b>      | Keine Kontraindikationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Verpackung und Varianten:</b>             | <b>Menge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Verpackung</b> |
|                                              | Spenderbox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 Stk.           |
|                                              | Karton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.000 Stk.        |
| <b>GTIN:</b>                                 | 2108/G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4049825006428     |
|                                              | 2108/B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4049825006442     |
| <b>Anwendung:</b>                            | <p>Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen, geruchlos und eignen sich für medizinische Zwecke.</p> <p>Entsprechen der biologischen Kompatibilität ISO 10993.</p> <p>Die Maske wird von medizinischem Fachpersonal im Umfeld des Patienten getragen, um den Patienten zu schützen.</p>                                |                   |
| <b>Lagerung:</b>                             | <p>Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern (siehe Verpackung).</p> <p>Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt).</p>                                                                                                    |                   |
| <b>Umweltverträglichkeit und Entsorgung:</b> | <p>Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen.</p> <p>Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.</p> |                   |
| <b>Hinweis:</b>                              |  <p>Nicht steril.</p>                                                                                                                                                                                                                            |                   |