

## Chirurgische Masken / Surgical Masks



Optimaler Schutz und hoher Tragekomfort  
*Highest protection and maximum comfort*

DE / EN

## Chirurgische Masken Surgical Masks



MediLight Loop + Excel ecoComfort®				
REF	Schutzklasse Protection Class	BFE (Filter Performance)	Ohrschnüren Elastic Straps	Farbcodierung Colour Code
211	Typ II	99,3 %	-	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>
212	Typ II	99,3 %	✓	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>

- » Flüssigkeitsabweisendes Obermaterial
- » Latexfrei
- » Liquid repellent surface material
- » Latex free



MediClassic Loop + Excel SAFE®				
REF	Schutzklasse Protection Class	BFE (Filter Performance)	Ohrschnüren Elastic Straps	Farbcodierung Colour Code
2101	Typ II R	98,9 %	-	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span> <span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>
2102	Typ II R	98,9 %	✓	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span> <span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>

- » Flüssigkeitsresistent für höchste Sicherheit
- » Latexfrei
- » Liquid resistant for highest protection level
- » Latex free



MediComfort Loop + Excel + Antifog SAFE®				
REF	Schutzklasse Protection Class	BFE (Filter Performance)	Ohrschnüren Elastic Straps	Farbcodierung Colour Code
221G	Typ II R	99,9 %	-	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>
222G	Typ II R	99,9 %	✓	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>
223G	Typ II R	99,9 %	-	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>

- » REF 223G speziell für Brillenträger
- » Flüssigkeitsresistent für höchste Sicherheit
- » Latexfrei
- » REF 223G recommended for applicants wearing glasses
- » Liquid resistant for highest protection level
- » Latex free

## Gesichtsschutz Face Protection



MediSensitive Loop + Excel SAFE®				
REF	Schutzklasse Protection Class	BFE (Filter Performance)	Ohrschnüren Elastic Straps	Farbcodierung Colour Code
2103	Typ II	99,8 %	-	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>
2104	Typ II	99,8 %	✓	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>

- » Besonders hautfreundliches, allergen-freies Cellulose-PP-Innenvlies
- » Extra weicher Aluminium-Nasenbügel
- » Extra weiche Ohrschnüren
- » Latexfrei
- » Hypoallergenic tested cellulose PP inner layer
- » Extra soft aluminium nose clip
- » Extra soft ear-loops
- » Latex free

MediClassic Splash SAFE®				
REF	Schutzklasse Protection Class	BFE (Filter Performance)	Ohrschnüren Elastic Straps	Farbcodierung Colour Code
2111	Typ II R	98,9 %	-	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>
2112	Typ II R	98,9 %	✓	<span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">■</span>

- » Flüssigkeitsresistent, für höchste Sicherheit
- » Reflexionsfreies, beschlagfreies Visier
- » Latexfrei
- » Liquid resistant for highest protection level
- » Non-reflective antifog visor
- » Latex free

Opti Protect SAFE®				
REF	Eigenschaften / Features			
265	PSA KAT II, EN 166			

- » Reflexionsfreies und beschlagfreies Gesichtsschild
- » Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer nach EN 166
- » Komfortables Stirnpolster & Kopfband
- » Antifog and non-reflective face shield
- » Protection against liquid splashes according to EN 166
- » Comfortable forehead padding and headband

## Mund- und Nasenschutz Mouth & Nose Protection

Comfort ecoComfort®	
REF	Eigenschaften / Features
240S	Komfortable Einwegmaske / Comfortable disposable mask

Bartschutz / Beard Cover ecoComfort®	
REF	Eigenschaften / Features
200W	Antistatisches, weiches Textilvlies / Antistatic, soft textile nonwoven

Pure Mask ecoComfort®	
REF	Eigenschaften / Features
252W	1-lagig, wasserabweisend / 1-layered, water repellent



EcoShield ecoComfort®	
REF	Eigenschaften / Features
264	Produktschutz / Product protection
264-R	Ersatzscheibe / Replacement shield

- » Beschlagfreie Einwegbrille
- » Antifog disposable glasses

## Atemschutzmasken Respirators

### NeolutionMed

Dank ihrer intelligenten Passform schließt diese Maskenserie bei jeder Gesichtsform absolut dicht ab. Die besonders große Filteroberfläche sorgt für eine ausgezeichnete Partikelverteilung und bietet somit höchsten Tragekomfort, auch bei längerer Tragedauer.

Thanks to its intelligent fit, this mask series seals absolutely tight on every face shape. The extra large filter surface ensures excellent particle distribution and offers highest wearing comfort, even during prolonged periods of wearing.

Die Maske NeolutionMed wurde speziell für den medizinischen Bereich entwickelt.  
NeolutionMed is designed for use in medical environments.



### NeolutionMed

REF	Schutzstufe Protection Level	Norm Standard
233	FFP3 NR, Typ II R	EN 149:2001+A1:2009 EN 14683:2019

### Einsatzgebiete Applications

- » Ambulanz und Krankentransporte
- » Krankenhäuser und Notaufnahmen
- » Umgang mit Zytostatika
- » Medizinische- und pharmazeutische Laboratorien
- » Ambulance and ambulance services
- » Hospitals and emergency rooms
- » Working with cytostatics
- » Medical and pharmaceutical laboratories

# Atemschutzmasken Respirators

## Maximale Sicherheit für den Patienten und den Anwender Maximum safety for the patient and the user

Die neue einzigartige High-Risk-Maske ist eine Atemschutzmaske und eine chirurgische Maske, die zur Infektionsprävention und zum Schutz vor Bio-aerosolen im medizinischen Bereich entwickelt wurde und den Patienten schützt.

*The unique new High-Risk-Mask is a protective respirator and a surgical mask that is designed for infection prevention and protection from bio aerosols in the medical field and to protect the patient.*



Wir sind Partner von  
We are Partner of



Die Einkaufsgemeinschaft  
der Universitätsklinika.

*The purchasing association  
of university clinics.*

High-Risk-Maske		
REF	Schutzstufe Protection Level	Norm Standard
243F	FFP3 NR D, Typ II R	EN 149:2001+A1:2009 EN 14683:2019

## Einsatzgebiete Applications

- » Ambulanz und Krankentransporte
- » Ambulance and ambulance services
- » Krankenhäuser und Notaufnahmen
- » Hospitals and emergency rooms
- » Umgang mit Zytostatika
- » Working with cytostatics
- » Medizinische- und pharmazeutische Laboratorien
- » Medical and pharmaceutical laboratories

## Normen & Vorschriften / Standards & Regulations

### EN 14683:2019

Diese europäische Norm legt die konstruktive Gestaltung von chirurgischen Masken und die Leistungsanforderungen sowie Prüfverfahren für diese fest. Chirurgische Masken dienen dazu, die Übertragung infektiöser Keime vom Personal auf Patienten und in umgekehrter Richtung in Operationssälen und anderen medizinischen Einrichtungen zu begrenzen.



### EN 14683:2019

*This European standard defines the construction, design, test methods and performance criteria for surgical masks. The intention of surgical masks is to minimize the transfer of infectious germs from staff to patients and vice versa, in operating theaters and other medical facilities.*



REF	Klassifikation nach EN 14683:2019 <i>Classification according to EN 14683:2019</i>	Filterwirksamkeit (BFE) Filter Performance	Übersicht / Overview						Verpackung / Packaging		
			Ohrschlaufen Ear loops	Bindebänder Tying Straps	Visier Visor	Flüssigkeits- resistant Fluid resistant	Für Brillen- träger For glasses wearers	Box Box	Karton Carton	Euro Palette Euro pallet	
2101	TYP II R	> 98,9 %		•		•		50	1.000	28.000	
2102	TYP II R	> 98,9 %	•			•		50	1.000	32.000	
2103	TYP II	> 99,8 %		•				50	1.000	28.000	
2104	TYP II	> 99,8 %	•					50	1.000	32.000	
2111	TYP II R	> 98,9 %		•	•	•		25	400	7.200	
2112	TYP II R	> 98,9 %	•		•	•		25	400	12.000	
211	TYP II	> 99,3 %		•				50	1.000	28.000	
212	TYP II	> 99,3 %	•					50	1.000	32.000	
221G	TYP II R	> 99,9 %		•		•		50	1.000	28.000	
222G	TYP II R	> 99,9 %	•			•		50	1.000	32.000	
223G	TYP II R	> 99,9 %		•		•	•	50	600	21.600	
233	FFP3 NR, Typ II R	99,95 %				•		40	480	9.600	
243F	FFP3 NR D, Typ II R	> 99,99 %				•		30	360	7.200	
264					•			50	500	10.000	
264-R								200	2.000	80.000	
265					•			25	100	2.000	
240S								50	1.000	30.000	
200W								100	1.000	56.000	
252W			•					100	2.000	48.000	

WE KEEP YOU **SAFE**®

—since 1996—

**DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG**  
Rotackerstraße 21 | 76437 Rastatt | Germany

+ 49 7222 15989-0

+ 49 7222 15989-22

info@dach-germany.de

www.dach-germany.de

