

**DACH**

# neolution<sup>Plus</sup>



FR / IT



[www.dach-germany.de](http://www.dach-germany.de)

WE KEEP YOU **SAFE**  
— since 1996 —

# Filtre haute performance combiné à une forme ajustée révolutionnaire

## Alta efficienza di filtrazione con una vestibilità rivoluzionaria

Grâce à son ajustement à la forme intelligent, cette série de masques isole chaque forme de visage de manière absolument étanche. La surface de filtrage particulièrement importante assure une excellente répartition des particules et offre ainsi un confort de port maximal, même pendant une durée de port prolongée.

Grazie alla vestibilità intelligente, questa serie di mascherine permette una chiusura perfettamente ermetica su visi di ogni forma. La superficie filtrante particolarmente ampia garantisce una distribuzione eccellente delle particelle, offrendo quindi il massimo comfort anche quando vengono indossate a lungo.



### Le pli extensible intégré / Soffietto integrato

La forme brevetée et extensible assure un ajustement stable, garantit une liberté de mouvement maximale et empêche le glissement pendant que vous parlez.

Grazie al soffietto, il design estensibile brevettato garantisce una seduta stabile e massima libertà di movimento, impedendo che la maschera scivoli quando si parla.

### La languette du menton ample / Mentoniera estesa

La languette du menton ample ferme parfaitement la zone du menton et permet un positionnement facile du masque.

L'ampia mentoniera aderisce perfettamente al mento e facilita il posizionamento della mascherina.

### NeolutionPlus:

Performances de filtrage supérieures de 86 % par rapport aux exigences de la classe FFP3 de la norme EN 149:2001+A1:2009.\*

\* Se rapporte aux résultats de test de pénétration au NaCl.

Efficienza di filtrazione superiore dell'86% ai requisiti FFP3 della EN 149:2001+A1:2009.\*

\* Riferimento ai risultati del test per la penetrazione di NaCl.



### La valve d'expiration de la dernière génération

#### Valvola di espirazione di ultima generazione

La membrane fait la différence – La valve d'expiration de la dernière génération empêche de manière fiable l'accumulation de chaleur et d'humidité et permet une expiration facile.

La membrana fa la differenza – la valvola di espirazione di ultima generazione impedisce con efficacia l'accumulo di umidità e calore e consente di espirare senza fastidio.

### La barrette nasale intégrée

#### Stringinaso integrato

La barrette nasale intégrée et préformée de manière ergonomique s'adapte rapidement et facilement à chaque forme de nez individuelle.

Lo stringinaso integrato e dalla sagoma ergonomica si adatta rapidamente e facilmente alla forma del singolo naso.

### La lèvre d'étanchéité souple

#### Morbido labbro di tenuta

La lèvre d'étanchéité souple et généreuse s'adapte parfaitement à la forme du visage et assure une étanchéité parfaite.

Il labbro di tenuta morbido ed esteso si adatta ottimamente alla forma del singolo viso e garantisce la massima tenuta.

### Élastiques soudés par ultrasons

#### Fasce elastiche saldate a ultrasuoni

Grâce à la soudure des élastiques textiles avec la coque du masque, le NeolutionPlus offre à l'utilisateur une sensation de port sans gêne métallique.

Grazie alla saldatura delle fasce elastiche in tessuto con il corpo della mascherina, NeolutionPlus si indossa comodamente senza il fastidio del contatto metallico.

### La bande textile confortable et élastique

#### Comodo nastro elastico in tessuto

La bande tricotée confortable et élastique est extensible au-dessus de la tête, s'ajuste agréablement sans comprimer et assure toutefois un maintien sûr. Et ce, même lors de forts mouvements et sans glisser.

Il comodo nastro elastico si infila facilmente e rimane comodamente in posizione senza premere pur fornendo una tenuta sicura. E senza scivolare anche durante i movimenti intensi.

# neolutionPlus

## Aperçu / Riepilogo



FFP 3 NR D  
REF 239V

Avec valve d'expiration  
Con valvola di espirazione



FFP 2 NR D  
REF 238V

Avec valve d'expiration  
Con valvola di espirazione



FFP 2 NR D  
REF 238

Con valvola di espirazione



FFP 1 NR D  
REF 237

Con valvola di espirazione

## Aperçu / Riepilogo

REF	Niveau de protection Livello di protezione	Emballage Confezione		
		Boîte Scatola	Carton Scatolone	Palette Euro Europallet
239V	FFP3 NR D	20	240	4.080
238V	FFP2 NR D	20	240	4.080
238	FFP2 NR D	40	480	9.600
237	FFP1 NR D	40	480	9.600



## Qui sommes-nous?

DACH Schutzbekleidung est une entreprise dirigée par son propriétaire et a son siège social à Rastatt (Allemagne). Depuis plus de 20 ans, nous développons, produisons et commercialisons dans le monde entier des vêtements de protection pour assurer la protection optimale des salariés au travail dans les domaines médical et industriel.

## Nos valeurs?

En tant que fabricant d'équipement de protection, notre devise est de rendre le monde du travail plus sûr et plus confortable. Nos produits protègent contre les nuisances pour la santé au travail.

## Chi siamo noi?

DACH Schutzbekleidung è un'azienda gestita dal titolare con sede a Rastatt, Germania. Da oltre 20 anni sviluppiamo, produciamo e distribuiamo in tutto il mondo prodotti d'abbigliamento per la sicurezza operativa ottimale della persona nella sanità e nell'industria.


## Qual è il nostro principio?

In quanto produttori di dispositivi di protezione personale, miriamo a rendere più sicuro e più confortevole il mondo del lavoro. I nostri prodotti proteggono contro i danni alla salute sul posto di lavoro.

# neolutionPlus



### Performances de filtrage / Efficacia di filtrazione



WE KEEP YOU **SAFE**<sup>®</sup>

—since 1996—

[www.dach-germany.de](http://www.dach-germany.de)

WE KEEP YOU **SAFE**<sup>®</sup>

—since 1996—

DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG  
Rotackerstraße 21 | 76437 Rastatt | Germany

📞 + 49 7222 15989-0

📠 + 49 7222 15989-22

✉ info@dach-germany.de

🌐 www.dach-germany.de

