


Produkt:	PeakedCap	
Handelsmarke:	SAFE®	
REF:	171W	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	KAT I der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA).	
Materialien:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kopfnetz: reiner Polypropylen Vliesstoff ▪ Schirm: reiner Polypropylen Vliesstoff ▪ Gummizug: latexfreies, synthetisches Elastomer ▪ Nähgarn: 100 % Polyester 	
Produktbeschreibung:	<p>Die Haube besteht aus einem Kopfberteil und einem Rundumteil. Die beiden Teile sind mit einer Overlock-Naht zusammengenäht. Den äußeren Abschluss des Rundumteils bildet ein mit einer Overlock-Naht eingefasster Gummizug. Die Haube hat vorne einen eingenähten Schirm.</p>	
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.	
Farbe:	Weiß	
Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge
	Beutel	100 Stk.
	Karton	1.000 Stk.
GTIN:	171W	4049825000600
Lagerung:	<p>Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)</p>	
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	<p>Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.</p>	