

|                      |                                     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>      | Kimono                              |  |
| <b>Handelsmarke:</b> | ecoComfort®                         |                                                                                     |
| <b>REF:</b>          | 418                                 |                                                                                     |
| <b>Hersteller:</b>   | DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG |                                                                                     |

|                                         |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifizierung:</b>                 | KAT I nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA).<br>Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte; UMDNS Code: 11-897.                           |
| <b>Materialien:</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vliesstoff: reines Polypropylen</li> <li>Nähgarn: 100 % Polyester</li> </ul>                                                                         |
| <b>Produktbeschreibung:</b>             | Der Patientenkittel besteht aus weichem blickdichtem Vliesstoff mit einer Öffnung vorne. Die kurzen Ärmel und die zwei Bindebändern an der Seite tragen so zu einem guten Tragekomfort bei. |
| <b>Dermatologische Verträglichkeit:</b> | Keine Intoleranzreaktionen.                                                                                                                                                                 |
| <b>Größe/Länge:</b>                     | L: 120cm<br>XL: 140cm                                                                                                                                                                       |
| <b>Farbe:</b>                           | Dunkelblau                                                                                                                                                                                  |

| Verpackung und Varianten: | Verpackung                                                                                                                                                                                                             | Menge         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                           | Beutel                                                                                                                                                                                                                 | 10 Stk.       |
|                           | Karton                                                                                                                                                                                                                 | 50 Stk.       |
| <b>GTIN:</b>              | 418B/L                                                                                                                                                                                                                 | 4049825001713 |
|                           | 418B/XL                                                                                                                                                                                                                | 4049825002185 |
| <b>Lagerung:</b>          | Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung)<br>Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt) |               |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Umweltverträglichkeit und Entsorgung:</b> | <p>Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen.</p> <p>Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.</p> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|