

Produkt:	MediLight Antifog	
Handelsmarke:	SAFE®	
REF:	213	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte; UMDNS Code: 12-458
Leistungsklasse:	Typ II, geprüft nach EN 14683:2019 für medizinische Gesichtsmasken
Materialien:	▪ Außenseite: Polypropylenvlies ▪ Innenseite: hautfreundliches, allergiefreies Polypropylenvlies ▪ Filtermedium: Mikrofaser aus Polypropylen ▪ Bänder: hautfreundliches, allergiefreies Polypropylenvlies ▪ Nasenbügel: Aluminium
Produktbeschreibung:	Latexfreie, allergiefreie, anatomisch geformte Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel. Die Innen- und Außenseite besteht aus physiologisch unbedenklichem weichmacherfreiem Polypropylenvlies. Das Filtermedium ist ein spezielles, im Meltblown-Verfahren hergestelltes Mikrofaser vlies, zusammengeschnitten im Ultraschallverfahren. Mittels eines medizinischen Spezialklebers wird die Maske direkt auf die Nase aufgeklebt und nach der Anwendung schmerzfrei wieder abgezogen. So kann keine Feuchtigkeit mehr auf der Innenseite der Brille kondensieren.

Produktleistungen:	Produktperformance nach EN 14683:2019+AC:2019			
	Prüfung	Leistungsklasse	Anforderung	Testresultat
	Bakterielle Filterleistung (BFE), (%)	Typ IIR	≥ 98	99,3
	Druckdifferenz (Pa/cm²)		< 60	31,8
	Druck des Spritzwiderstandes (kPa)		≥ 16,0	16

	Mikrobiologische Reinheit (CFU/g)	≤ 30	≤ 24,6
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.		
Farbe:	Grün		
Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge	
	Spenderbox	50 Stk.	
	Karton	1.000 Stk.	
GTIN:	213	4049825004639	
Anwendung:	Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen, geruchlos und eignen sich für medizinische Zwecke. Die Maske eignet sich für den dauerhaften Einsatz und bietet einen hervorragenden Schutz, sowohl für das medizinische Fachpersonal als auch für die Patienten.		
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung) Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)		
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.		
Hinweise:	Nicht steril. 		