

<b>Produkt:</b>	PP-Ärmelstulpen	
<b>Handelsmarke:</b>	SAFE®	
<b>REF:</b>	650	
<b>Hersteller:</b>	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

<b>Klassifizierung:</b>	KAT I der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA).
<b>Materialien:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stulpe: reines Polypropylen</li> <li>▪ Gummizug: Naturkautschuk</li> </ul>
<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>Die Ärmelstulpen bestehen aus einem flüssigkeitsabweisenden und wieder verwertbaren PP-Vliesstoff, sind rohrförmig und mit Gummizug an beiden Enden ausgestattet.</p> <p>Entspricht dem HACCP Konzept.</p>
<b>Dermatologische Verträglichkeit:</b>	Keine Intoleranzreaktionen.
<b>Größe:</b>	Länge: 43 cm, Breite: 20 cm.
<b>Farbe:</b>	Blau, Weiß

<b>Verpackung und Varianten:</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Menge</b>
		Beutel, 10 Stk. zusammengerollt
	Karton	1.000 Stk.
<b>GTIN:</b>	650B	4049825001911
	650W	4049825001089
<b>Lagerung:</b>	<p>Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung)</p> <p>Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)</p>	

**Umweltverträglichkeit  
und Entsorgung:**

Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen.

Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.