

Produktdatenblatt

Pur Maske

Die Herstellung entspricht den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte, der Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 13485 und ISO 9001.



Produktdaten (V. 6.0)

REF:	252W		
Produktbezeichnung:	Mundschutz		
Handelsmarke:	SAFE®		
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG		
Klassifizierung:	Klasse I der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte; UMDNS Code: 12-458.		
Produktbeschreibung:	Die Pur Maske besteht aus einem Vliesstoffteil, dessen Mitte gefalzt ist, an beiden Seiten sind zwei Ohrenscllaufen angebracht. Entspricht dem HACCP-Konzept.		
Material:	Vliesstoffteil:	reines Polypropylen, 30 g/m ²	
	Gummizug:	latexfreies, synthetisches Elastomer	
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.		
Farbe:	Weiß		
Verpackungseinheit:	Menge	Verpackung	GTIN Nr.
	100 Stk.	Spenderbox	4049825000655
	2000 Stk.	Versandkarton	4049825500643
Lagerung:	Bei 5°C - 40°C und ohne direkte Sonneneinstrahlung trocken lagern. Maximale Lagerfähigkeit: 10 Jahre		
Entsorgung:	Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.		